



Návod na použitie

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Obsah


1	Celkový pohľad na zariadenie.....	3
1.1	Rozsah dodávky.....	3
1.2	Prehľad zariadenia a vybavenia.....	3
1.3	Špeciálna výbava.....	3
1.4	Oblasť použitia zariadenia.....	3
1.5	Emisie hluku zariadenia.....	4
1.6	Zhoda.....	4
1.7	Látky SVHC podľa nariadenia REACH.....	4
2	Všeobecné bezpečnostné pokyny.....	4
3	Spôsob funkcie Touch & Swipe displeja.....	6
3.1	Navigácia a vysvetlenie symbolov.....	6
3.2	Menu.....	7
3.3	Pokojoiný režim.....	7
4	Uvedenie do prevádzky.....	7
4.1	Podmienky inštalácie.....	7
4.2	Rozmery zariadenia.....	8
4.3	Preprava zariadenia.....	8
4.4	Vybalenie zariadenia.....	8
4.5	Montáž držadla dverí.....	8
4.6	Montáž poistky proti prevráteniu.....	9
4.7	Inštalácia zariadenia.....	9
4.8	Vyrovnanie zariadenia.....	10
4.9	Inštalácia viacerých zariadení.....	10
4.10	Po inštalácii.....	10
4.11	Likvidácia balenia.....	10
4.12	Výmena dorazu dverí.....	10
4.13	Vyrovnanie dverí.....	21
4.14	Pripojenie zariadenia.....	21
4.15	Zapnutie zariadenia (prvé uvedenie do prevádzky).....	22
5	Skladovanie.....	23
5.1	Poznámky ku skladovaniu.....	23
6	Obsluha.....	23
6.1	Ovládacie a indikačné prvky.....	23
6.1.1	Indikácia stavu.....	23
6.1.2	Indikačné symboly.....	23
6.1.3	Akustické signály.....	24
6.2	Funkcie zariadenia.....	24
6.2.1	Poznámky k funkciám zariadenia.....	24
6.2.2	Zapnutie a vypnutie zariadenia.....	24
6.2.3	Vypnutie a zapnutie teplotnej zóny.....	24
6.2.4	Teplota.....	25
6.2.5	Zaznamenávanie teploty.....	26
6.2.6	Osvetlenie.....	26
6.2.7	Ochrana prístupu k menu nastavenia.....	27
6.2.8	Prístupové kódy.....	28
6.2.9	Pripomenutie intervalu údržby.....	29
6.2.10	Jazyk.....	29
6.2.11	Dátum a čas.....	29
6.2.12	Jednotka teploty.....	30
6.2.13	Jas displeja.....	30
6.2.14	Alarm Sound.....	30
6.2.15	Key Sound.....	31
6.2.16	Pripojenie cez WLAN.....	31
6.2.17	Pripojenie cez LAN.....	32
6.2.18	Informácie o zariadení.....	33
6.2.19	Prevádzkové hodiny.....	33
6.2.20	Softvér.....	34
6.2.21	Rozmrazovanie.....	34
6.2.22	Stiahnutie údajov/Datalogging.....	35
6.2.23	Kalibrácia snímača.....	35
6.2.24	Alarm teploty.....	36
6.2.25	Alarm dverí.....	38
6.2.26	Svetelný alarm.....	38
6.2.27	Simulácia alarmu.....	39
6.2.28	Protokol o alarme.....	39
6.2.29	Prenos alarmu.....	40
6.2.30	Demo režim.....	40
6.2.31	Obnovenie na výrobné nastavenia.....	41

6.3	Hlásenia.....	41
6.3.1	Výstrahy.....	41
6.3.2	Pripomenutia.....	43
7	Vybavenie.....	44
7.1	Bezpečnostná zámka.....	44
7.2	Snímače.....	44
7.3	Informácie o snímači.....	44
7.4	Rozhrania.....	45
8	Údržba.....	45
8.1	Plán údržby.....	45
8.2	Rozmrazovanie zariadenia.....	47
8.3	Čistenie zariadenia.....	47
8.4	Výmena batérie zariadenia.....	48
9	Pomoc zákazníkom.....	48
9.1	Technické údaje.....	48
9.2	Technická porucha.....	49
9.3	Zákaznícky servis.....	50
9.4	Typový štítok.....	50
10	Uvedenie mimo prevádzku.....	50
11	Likvidácia.....	50
11.1	Príprava zariadenia na likvidáciu.....	50
11.2	Ekologická likvidácia zariadenia.....	50
12	Dodatočné informácie.....	51
13	Stručný návod pre každodenné používanie.....	53

Výrobca neustále pracuje na ďalšom vývoji všetkých typov a modelov. Prosíme preto o pochopenie, že si musíme vyhradiť právo na zmeny tvaru, vybavenia a techniky.

Symbol	Vysvetlenie
	Prečítajte si návod Aby ste sa zoznámili so všetkými výhodami nového zariadenia, prečítajte si, prosím, pozorne pokyny v tomto návode.
	Ďalšie informácie na internete Digitálny návod s doplňujúcimi informáciami a v ďalších jazykoch nájdete na internete prostredníctvom QR kódu na prednej strane návodu alebo zadaním servisného čísla na stránke home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisné číslo nájdete na typovom štítku: 
	Kontrola zariadenia Skontrolujte všetky diely, či sa pri preprave nepoškodili. V prípade reklamácií sa obráťte na predajcu alebo zákaznícky servis.
	Odchýlky Tento návod na použitie platí pre viaceré modely, preto sú možné odchýlky. Odseky, ktoré platia iba pre určité zariadenia, sú označené hviezdikou (*).
	Pokyny k manipulácii a výsledky manipulácie Pokyny k manipulácii sú označené ►. Výsledky manipulácie sú označené ▷.

Fig. Príklad zobrazenia

Symbol	Vysvetlenie
	Videá Videá k zariadeniam sú k dispozícii na kanáli YouTube spoločnosti Liebherr-Hausgeräte.

Tento návod na použitie platí pre:

- SCFvh 4002
- SCFvh 4032

1 Celkový pohľad na zariadenie

1.1 Rozsah dodávky

Skontrolujte všetky diely, či sa pri preprave nepoškodili. V prípade reklamácií sa obráťte na predajcu alebo na zákaznícky servis. (pozri 9.3 Zákaznícky servis)

Dodávka pozostáva z nasledujúcich dielov:

- Voľne stojace zariadenie
- Vybavenie *
- Montážny materiál *
- Návod na použitie
- Servisná brožúra
- Osvedčenie o kvalite *
- Sieťový kábel
- Držadlo vrátane skrutiek a torxových kľúčov
- Súprava na montáž na stenu

1.2 Prehľad zariadenia a vybavenia

SCFvh 4002

SCFvh 4032




Fig. 1 Príklad zobrazenia

Vybavenie

- (1) Typový štítok (6) Ovládacie prvky a indikátor teploty

- (2) Úložné rošty
(3) Nastaviteľné nohy
(4) P-snímač
(5) Zámka

- (7) Zásuvka na zmrazovanie
(8) Vnútorne osvetlenie
(9) Odtok kondenzátov
(10) Bezpečnostný snímač termostatu




Fig. 2 Príklad zobrazenia

Vybavenie

- (1) Rozhranie LAN/WLAN* (4) Pripojenie pre snímač P
(2) Bezpotenciálový výstup alarmu (5) Pomôcka na prenášanie
(3) Rozhranie USB

1.3 Špeciálna výbava

Poznámka

Príslušenstvo si môžete kúpiť prostredníctvom zákazníckeho servisu (pozri 9.3 Zákaznícky servis) a v obchode Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

SmartModule

Zariadenie je vybavené SmartModule.

Ide pritom o rozhranie WLAN a LAN na spojenie zariadenia s externým dokumentačným a poplašným systémom, ako napríklad Liebherr SmartMonitoring.

Liebherr SmartMonitoring Dashboard nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Skontrolujte dostupnosť pomocou QR kódu (pozri 6.2.16 Pripojenie cez WLAN) zadaním modelu.

Dovybavenie zásuvkami

Pri dovybavení chladničiek/mrazničiek Liebherr zásuvkovými systémami, ktoré sa používajú na skladovanie materiálov citlivých na teplotu, ako napríklad liekov, ktoré sa musia chladiť, a chladeného tovaru, a ktoré podliehajú osobitným požiadavkám noriem, je potrebná teplotná kvalifikácia. Dovybavenie chladničiek/mrazničiek Liebherr zásuvkami môže mať za následok pokazenie alebo poškodenie skladovaného tovaru. Preto musí dovybavenie vykonávať výhradne poskytovateľ služieb autorizovaný výrobcom chladničky/mrazničky.

1.4 Oblasť použitia zariadenia

Používanie v súlade s určením

Táto laboratórna chladnička/mraznička je vhodná na profesionálne skladovanie výrobkov pri teplotách medzi 3 °C a 16 °C v chladničke a medzi -9 °C a -30 °C v mrazničke.

Typické výrobky, ktoré sa majú skladovať, sú výskumné vzorky, činidlá, laboratórny inventár atď.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pri skladovaní teplotne citlivých látok sa vyžaduje použitie nezávislého, trvalo monitorovaného poplachového systému. Tento poplachový systém musí byť navrhnutý tak, aby zodpovedná osoba mohla registrovať akýkoľvek poplachový stav a mohla tak prijať príslušné opatrenia.

Predvídateľné chybné použitie

Zariadenie nepoužívajte pre nasledujúce použitia:

- Skladovanie a chladenie:
 - chemicky nestabilných, horľavých alebo žieravých látok
 - krvi, plazmy alebo ďalších telesných tekutín na účely infúzie, aplikácie alebo zavedenie do ľudského tela
- Použitie v oblastiach ohrozených výbuchom.
- Použitie vonku alebo vo vlhkom prostredí a prostredí so striekajúcou vodou.
- Používanie v obytnej oblasti, pretože v takomto prostredí nie je možné zabezpečiť primeranú ochranu rádiového príjmu.*

Neodborné použitie zariadenia vedie k poškodeniu alebo pokazeniu uložených výrobkov.

Klimatické triedy

Klimatická trieda platná pre vaše zariadenie je vytlačená na typovom štítku.




Fig. 3 Typový štítok

(X) Táto klimatická trieda udáva, pri akých okolitých podmienkach je možné zariadenie bezpečne prevádzkovať.

Klimatická trieda (X)	max. izbová teplota	max. vlhkosť vzduchu	rel.
7	35 °C	75 %	

Poznámka

Minimálna prípustná izbová teplota na mieste inštalácie je 10 °C.

Pri hraničných podmienkach sa môže na sklenených dverách a na očných stenách tvoriť mierny kondenzát.

1.5 Emisie hluku zariadenia

Hladina akustického tlaku s krivkou A počas prevádzky zariadenia je nižšia ako 70 dB (A) (akustický výkon rel. 1 pW).

1.6 Zhoda

Bola vykonaná kontrola tesnosti chladiaceho okruhu. Zariadenie zodpovedá príslušným bezpečnostným ustanoveniam.

EÚ vyhlásenie o zhode

Výrobca/vystaviteľ:	LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH
Adresa:	A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1
Označený výrobok vyhovuje predpisom nasledujúcich európskych smerníc a nariadení:	(EÚ) 2019/2020, 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ, 2011/65/EÚ
Vstavaný rádiový modul zodpovedá smernici 2014/53/EÚ. Informácie o rádiovom module (pozri 9.1 Technické údaje).	
Kompletné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:	www.liebherr.com

1.7 Látky SVHC podľa nariadenia REACH

Pod nasledujúcim prepojením môžete skontrolovať, či vaše zariadenie obsahuje látky SVHC podľa nariadenia REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

Tento návod na použitie starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli kedykoľvek použiť.

Ak zariadenie odovzdáte ďalšiemu vlastníkovi, odovzdajte s ním aj tento návod na použitie.

Pre správne a bezpečné používanie zariadenia si pred použitím starostlivo prečítajte tento návod na použitie. Vždy dodržiavajte pokyny, bezpečnostné pokyny a výstražné upozornenia, ktoré sú v ňom uvedené. Sú dôležité pre to, aby ste zariadenie mohli bezpečne a bezchybne inštalovať a prevádzkovať.

Nebezpečenstvá pre používateľa:

- Toto zariadenie môžu používať len technickí a laboratórni pracovníci, ktorí boli na tento účel vyškolení a sú oboznámení so všetkými bezpečnostnými opatreniami pre prácu v laboratóriu. Deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí nesmú toto zariadenie uvádzať do prevádzky ani obsluhovať.
- Zásuvka musí byť ľahko prístupná, aby mohlo byť zariadenie v prípade núdze rýchlo odpojené od prúdu. Musí sa nachádzať mimo zadnej strany zariadenia.
- Ak sa zariadenie odpája od siete, vždy ťahajte za zástrčku. Neťahajte za kábel.
- V prípade poruchy vytriahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku.

- **VÝSTRAHA:** Nepoškodte sieťový prívod. Neprevádzkujte zariadenie s chybným sieťovým prívodom.
- **VÝSTRAHA:** Viacero konektorov/rozvodné lišty, ako aj iné elektronické zariadenia (napr. halogénové transformátory) sa nesmú umiestňovať a prevádzkovať na zadnej strane prístrojov.
- **VÝSTRAHA:** Vetracie otvory v kryte zariadenia alebo v montážnom kryte nezatvárajte.
- Opravy a zásahy do zariadenia nechajte vykonať iba zákazníkemu servisu alebo inému na to vyškolenému odbornému personálu.
- Zariadenie montujte, pripájajte a likvidujte iba podľa údajov v návode na použitie.

Nebezpečenstvo požiaru:

- Chladiace médium (údaje na typovom štítku) použité v zariadení nezaťažuje životné prostredie, ale je horľavé. Uniknuté chladiace médium sa môže vznietiť.
 - **VÝSTRAHA:** Nepoškodte chladiaci okruh.
 - Vo vnútornom priestore nemanipulujte so zápalnými zdrojmi.
 - **VÝSTRAHA:** Neprevádzkujte v chladiacom priestore žiadne elektrické zariadenia, ktoré neodpovedajú odporúčanému typu konštrukcie od výrobcu.
 - Ak unikne chladiace médium: Z blízkosti úniku odstráňte otvorený oheň a zdroje iskier. Priestor dobre vetrajte. Upovedomte zákaznícky servis.
- Zariadenie neprevádzkujte v blízkosti výbušných plynov.
- V blízkosti zariadenia neskladujte ani nepoužívajte benzín, ani iné horľavé kvapaliny.
- Neskladujte v zariadení výbušné látky, ako napríklad aerosólové nádoby s horľavým hnacím plynom. Nebezpečné spreje je možné spoznať podľa vytlačených údajov o obsahu alebo podľa symbolu plameňa. Prípadne unikajúce plyny sa môžu zapáliť od elektrickej inštalácie zariadenia.
- Do blízkosti zariadenia neumiestňujte horiace sviečky, lampy a iné predmety s otvoreným plameňom, aby nedošlo k nezapáleniu zariadenia.
- Alkoholické tekutiny alebo nádoby obsahujúce alkohol musia byť pri skladovaní tesne uzavreté. Prípadne unikajúci alkohol sa môže zapáliť od elektrickej inštalácie zariadenia.

Nebezpečenstvo pádu a prevrátenia:

- **VÝSTRAHA:** Aby sa predišlo ohrozeniu v dôsledku nestability zariadenia, musí sa upevniť podľa pokynov.
- Podstavce, zásuvky, dvere atď. nepoužívajte ako stúpadlá alebo k podopieraniu.

Nebezpečenstvo omrzlín, pocitov otupenosti a bolesti:

- Zabráňte trvalému kontaktu pokožky s chladnými povrchmi alebo s chladenými/mrazenými výrobkami alebo vykonajte ochranné opatrenia, napr. používajte rukavice.

Nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia:

- **VÝSTRAHA:** Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia alebo prostriedky, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.
- **VÝSTRAHA:** Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pod krytom sa nachádzajú časti pod napätím. Vnútorné osvetlenie LED nechajte vymeniť alebo opraviť zákazníckym servisom alebo vyškoleným odborným personálom.
- **POZOR:** Zariadenie sa smie prevádzkovať len s originálnym príslušenstvom výrobcu alebo príslušenstvom iných poskytovateľov, ktoré schválil výrobca. Pri použití neschváleného príslušenstva nesie riziko používateľ.

Nebezpečenstvo pomliaždenia:

- Pri otváraní a zatváraní dverí nesiahajte do závesu. Mohli by ste si privrznúť prsty.

Kvalifikácia odborného personálu:

Zariadenie môže inštalovať, testovať, udržiavať a uvádzať do prevádzky len odborný personál, ktorý je oboznámený s montážou, uvedením do prevádzky a prevádzkou zariadenia. Odborný personál sú osoby, ktoré sú vďaka svojmu technickému vzdelaniu, vedomostiam a skúsenostiam, ako aj znalosti príslušných noriem, schopné posúdiť a vykonať pridelenú prácu a rozpoznať možné nebezpečenstvá. Musia byť zaškolení, poučení a oprávnení pracovať so zariadením.

Symboly na zariadení:



Tento symbol sa môže nachádzať na kompresore. Vztahuje sa k oleju v kompresore a upozorňuje na nasledujúce nebezpečenstvo: **Pri prehltnutí alebo vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný.** Toto upozornenie je dôležité iba pre recykláciu. V normálnej prevádzke nevzniká žiadne nebezpečenstvo.




VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo požiaru/horľavé materiály. Symbol sa nachádza na kompresore a označuje nebezpečenstvo pred horľavými látkami. Nálepku neodstraňujte.



Symbol sa nachádza na zadnej strane zariadenia v oblasti alarmových relé a upozorňuje na nasledujúce nebezpečenstvo: **Zásah elektrickým prúdom!** Rušivé napätie môže priliehať aj na zariadení odpojenom od siete. Nálepku neodstraňujte.



Táto alebo podobná nálepka sa môže nachádzať na zadnej strane zariadenia. Odkazuje na to, že vo dverách a/alebo v telese sa nachádzajú vákuové izolačné panely (VIP) alebo perlitové panely. Táto poznámka je dôležitá iba pre recykláciu. Nálepku neodstraňujte.



Táto alebo podobná nálepka sa môže nachádzať na zadnej strane zariadenia. Vztahuje sa na zabudovaný lítiovo-iónový akumulátor. Táto poznámka je dôležitá iba pre recykláciu. Nálepku neodstraňujte.

Li-ion



VÝSTRAHA: Studený povrch! Dotýkajte sa iba vhodnou ochranou rúk. Táto alebo podobná nálepka sa môže nachádzať na zariadení a poukazuje na nebezpečenstvo vzniku omrzlín.

Dodržiajte výstražné upozornenia a ďalšie špecifické upozornenia v ostatných kapitolách:

	NEBEZPEČENSTVO	Označuje bezprostredne nebezpečnú situáciu, ktorá má za následok smrť alebo ťažké poranenia, ak sa jej nezabráni.
	VÝSTRAHA	Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok smrť alebo ťažké poranenie, ak sa jej nezabráni.
	UPOZORNENIE	Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok ľahké alebo stredné poranenia, ak sa jej nezabráni.
	POZOR	Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok vecné škody, ak sa jej nezabráni.
	Poznámka	Označuje užitočné poznámky a tipy.

3 Spôsob funkcie Touch & Swipe displeja

Svoje zariadenie ovládate Touch & Swipe displejom. Pomocou Touch & Swipe displeja (v ďalšom texte nazývaný ako displej) zvolíte funkcie zariadenia ťuknutím alebo potiahnutím. Ak v priebehu 10 sekúnd nevykonáte žiadnu činnosť na displeji, indikácia skočí buď na nadradené menu alebo priamo na indikátor stavu.

3.1 Navigácia a vysvetlenie symbolov

V obrázkoch sa používajú rôzne symboly na navigáciu pomocou displeja. Tieto symboly opisuje nasledujúce tabuľka.

Symbol	Popis
	Krátke dotknutie sa displeja: Aktivácia/deaktivácia funkcie. Potvrdenie výberu. Otvorenie podmenu.
	Dlhé dotknutie sa displeja s uvedeným údajom o čase (napr. 3 sekundy): Aktivácia/deaktivácia funkcie alebo hodnoty.
	Potiahnutie doprava alebo doľava: Navigácia v menu.
	Krátke dotknutie sa symbolu Späť: Skok späť o jednu úroveň.
	Dlhé dotknutie sa symbolu Späť na 3 sekundy: Skok späť na indikátor stavu.
	Krátke dotknutie sa symbolu Späť vľavo hore: Skok späť o jednu úroveň.
	Šípka s hodinami: Trvá dlhšie ako 10 sekúnd, kým sa na displeji zobrazí nasledujúca indikácia.
	Šípka s údajom o čase: Trvá uvedený čas, kým sa na displeji zobrazí nasledujúca indikácia.
	Symbol „Otvoriť menu nastavenia“: Navigácia k menu nastavenia a otvorenie menu nastavenia. V prípade potreby: Navigácia v menu nastavenia k požadovanej funkcii. (pozri 3.2.1 Otvorenie menu nastavenia)

Symbol	Popis
	<p>Otvorenie symbolu „Rozšírené menu“:</p> <p>Navigácia k rozšírenému menu a otvorenie rozšíreného menu.</p> <p>V prípade potreby: Navigácia v rozšírenom menu k požadovanej funkcii.</p> <p>(pozri 3.2.2 Otvorenie rozšíreného menu)</p>
Žiadna akcia v priebehu 10 sekúnd	Ak v priebehu 10 sekúnd nevykonáte žiadnu činnosť na displeji, indikácia skočí buď na nadradené menu alebo priamo na indikátor stavu.
Otvorte a opäť zatvorte dvere.	Ak dvere otvoríte a ihneď opäť zatvoríte, indikácia skočí priamo na indikátor stavu.

Poznámka: Obrázky displeja sa zobrazujú s anglickými výrazmi.

3.2 Menu

Funkcie zariadenia sú rozdelené v rôznych menu:

Menu	Popis
Hlavné menu	Keď zapnete zariadenie, tak sa automaticky nachádza v hlavnom menu. Odtiaľto navigujete k najdôležitejším funkciám zariadenia, k menu nastavenia a k rozšírenému menu.
 Menu nastavenia	Menu nastavenia obsahuje ďalšie funkcie zariadenia na nastavenie vášho zariadenia.
 Rozšírené menu	Rozšírené menu obsahuje špeciálne funkcie zariadenia na nastavenie vášho zariadenia. Prístup k rozšírenému menu je chránený číselným kódom 151 .

3.2.1 Otvorenie menu nastavenia




Fig. 4 Príklad zobrazenia

- ▶ Vykonať pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Menu nastavenia je otvorené.
- ▶ V prípade potreby: Navigácia k požadovanej funkcii.

3.2.2 Otvorenie rozšíreného menu




Fig. 5 Prístup s číselným kódom 151

- ▶ Vykonať pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Rozšírené menu je otvorené.
- ▶ V prípade potreby: Navigácia k požadovanej funkcii.

3.3 Pokojový režim

Ak sa 1 minútu nedotknete displeja, tak sa displej prepne do pokojového režimu. V pokojovom režime je stlmený jas indikácie.

3.3.1 Ukončenie pokojového režimu

- ▶ Krátko sa dotknite displeja prstom.
- ▷ Pokojový režim je ukončený.

4 Uvedenie do prevádzky

4.1 Podmienky inštalácie



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru z dôvodu vlhkosti!

Ak časti vedúce elektrický prúd alebo sieťový prívod navlhnú, môže dôjsť ku skratu.

- ▶ Zariadenie je koncipované na použitie v uzatvorených priestoroch. Zariadenie neprevádzkujte vo vonkajších priestoroch alebo vo vlhkom prostredí a v prostredí so striekajúcou vodou.

4.1.1 Miesto inštalácie



VÝSTRAHA

Vytekajúce chladiace médium a olej!

Požiar. Chladiace médium použité v zariadení nezaťažuje životné prostredie, ale je horľavé. Horľavý je aj olej v zariadení. Pri patrične vysokej koncentrácii a v kontakte s externým zdrojom tepla sa môžu unikajúce chladiace médium a olej vznietiť.

- ▶ Nepoškodte potrubia obehu chladiaceho média a kompresor.

- Neinštalujte zariadenie na mieste s priamym slnečným žiarením, vedľa sporáka, vykurovania a pod.
- Optimálnym miestom inštalácie je suchá, dobre vetraná miestnosť.
- Ak je zariadenie nainštalované vo veľmi vlhkom prostredí, môže sa na vonkajšej strane zariadenia tvoriť kondenzát. Vždy je potrebné dbať na správne prevzdušnenie a vetranie na mieste inštalácie.

Uvedenie do prevádzky

- Čím je v zariadení viac chladiaceho média, tým väčšia musí byť miestnosť, v ktorej sa zariadenie nachádza. V príliš malých miestnostiach môže pri netesnosti vzniknúť horľavá zmes plynu a vzduchu. Na 8 g chladiaceho média musí byť priestor inštalácie veľký minimálne 1 m³. Údaje o obsiahnutom chladiacom médiu sú uvedené na typovom štítku vo vnútornom priestore zariadenia.
- Podlaha na mieste inštalácie musí byť vodorovná a rovná.
- Miesto inštalácie musí uniesť hmotnosť zariadenia vrátane maximálneho uskladnenia. (pozri 9.1 Technické údaje)
- Použite v oblastiach ohrozených výbuchom nie je prípustné.

4.1.2 Elektrické pripojenie



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku neodbornej inštalácie! Ak sa sieťový kábel alebo zástrčka dotknú zadnej strany zariadenia, vibrácie zariadenia môžu sieťový kábel alebo zástrčku poškodiť tak, že to spôsobí skrat.

- ▶ Dbajte na to, aby sa sieťový kábel pri inštalácii zariadenia nezasekol pod zariadením.
- ▶ Zariadenie postavte tak, aby sa nedotýkalo žiadnej zástrčky alebo sieťového kábla.
- ▶ Do zásuviek na zadnej strane zariadenia nepripájajte žiadne zariadenia.
- ▶ Viacnásobné zásuvky alebo rozvodné lišty, ako aj iné elektronické zariadenia (ako napr. halogénové transformátory), sa **nesmú** umiestňovať a prevádzkovať na zadnej strane prístrojov.

4.2 Rozmery zariadenia




Fig. 6 Príklad zobrazenia

	SCFvh 4002, SCFvh 4032
A	2044 mm
B	597 mm
C	654 mm
D	1203 mm
E	23 mm
F	1241 mm

A = výška zariadenia vrátane nôh/pätiek

B = šírka zariadenia bez rukoväte [hĺbka rukoväte = 45 mm]

C = hĺbka zariadenia bez rukoväte [hĺbka rukoväte = 45 mm]

D = hĺbka zariadenia pri otvorených dverách

E = výška závesu

F = hĺbka zariadenia s presahom držadla a poistkou proti prevráteniu

4.3 Preprava zariadenia



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia črepinami zo skla!*

Pri doprave vo výške viac ako 1500 m sa môžu sklenené tabule dvier rozbiť. Úlomky majú ostré hrany a môžu spôsobiť ťažké poranenia.

- ▶ Vykonajte vhodné ochranné opatrenia.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia v dôsledku prevrátenia zariadenia!

- ▶ Dávajte pozor na nerovnosti pôdy a rampy pri preprave zariadenia.

Pri preprave zariadenia dodržiavajte:

- ▶ Prepravujte zariadenie v stojatej polohe.
- ▶ Prepravujte zariadenie s pomocou dvoch osôb.

Pri prvom uvedení do prevádzky:

- ▶ Prepravujte zariadenie zabalené.

Pri preprave zariadenia po prvom uvedení do prevádzky (napr. sťahovanie alebo čistenie):

- ▶ Vyprázdňte zariadenie.
- ▶ Zaistite dvere proti neželanému otvoreniu.

4.4 Vybalenie zariadenia

- ▶ Skontrolujte zariadenie a balenie, či sa pri preprave nepoškodilo. Ak máte podozrenie na akékoľvek škody, bezodkladne sa obráťte na dodávateľa. Zariadenie nepripájajte k napájaniu.
- ▶ Zo zadnej strany alebo bočných stien zariadenia odstráňte všetky obalové materiály, ktoré by mohli brániť inštalácii, resp. prevzdušneniu a ventilácii.

4.5 Montáž držadla dverí




Fig. 7

- ▶ Upevnite držadlo z príslušenstva na dvere pomocou priložených skrutiek Fig. 7 (1).
- ▶ Nasadte kryt Fig. 7 (2).

4.6 Montáž poistky proti prevráteniu

Náradie



Fig. 8



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia v dôsledku prevrátenia zariadenia!

Smrteľné nebezpečenstvo, ako aj vecná škoda na zariadení. Keď zo zariadenia vytiahnete plne naložené odkladacie poličky, zariadenie sa môže prevrátiť.

- Skôr ako zariadenie vyradíte z prevádzky: namontujte poistku proti prevráteniu podľa pokynov.

Zaistíte zariadenie proti prevráteniu.




Fig. 9

Poistka proti prevráteniu je priložená k zariadeniu. Poistka proti prevráteniu pozostáva z dvoch prídržných dielov, dvoch zaistovacích hákov a štyroch samorezných skrutiek (4 x 14).




Fig. 10

- Namontujte prídržné diely Fig. 10 (1) na zariadenie pomocou samorezných skrutiek.
- Posuňte zariadenie s namontovanými prídržnými dielmi k stene.




Fig. 11

- Urobte na stene značky Fig. 11 (1).
- Odstráňte zariadenie.




Fig. 12

Podľa povahy steny (drevená, betónová) použite vhodný upevňovací materiál (napr. zápusťný kolík) a dostatok upevňovacích bodov.

- Pripevnite zaistovacie háky.

4.7 Inštalácia zariadenia



UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia zariadenia!

- Zariadenie musia inštalovať 2 osoby.



UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia zariadenia!

Dvere môžu narážať do steny a môžu sa tým poškodiť. Pri sklenených dverách môže poškodené sklo viesť k poraniam!

- Chráňte dvere pred nárazmi na stenu. Na stenu umiestnite dverovú zarážku, napr. plstenú.

- Pripojte všetky potrebné konštrukčné diely (napríklad sieťový kábel) na zadnej strane zariadenia a ved'te ich do strany.

Poznámka

Káble sa môžu poškodiť!

- Dávajte pozor, aby ste káble pri posúvaní dozadu nepriškripli.




Fig. 13

- ▶ Posuňte zariadenie k stene tak, aby prídržné diely zapadli do zaistovacích hákov.
- ▷ Zariadenie je teraz zaistené proti prevráteniu.
- ▷ Znova uvoľniť sa dá spätným vyklopením zaistovacích hákov.

4.8 Vyrovnanie zariadenia

POZOR

Deformácia telesa zariadenia a dvere sa nezatvárajú.

- ▶ Vyrovnajte zariadenie horizontálne a vertikálne.
- ▶ Nerovnosti podlahy vyrovnajte nastaviteľnými nohami.



VÝSTRAHA

Neodborné nastavenie výšky nastaviteľnej nohy!
Ťažké až smrteľné zranenia. V dôsledku nesprávneho nastavenia výšky sa môže spodná časť nastaviteľnej nohy uvoľniť a zariadenie prevrátiť.

- ▶ Nevyskrutkujte nastaviteľnú nohu príliš ďaleko.




Fig. 14

Zdvihnutie zariadenia:

- ▶ Otáčajte nastaviteľnú nohu v smere hodinových ručičiek.

Spustenie zariadenia:

- ▶ Otáčajte nastaviteľnú nohu proti smeru hodinových ručičiek.

4.9 Inštalácia viacerých zariadení

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia kondenzátom medzi bočnými stenami!

- ▶ Zariadenie neinštalujte bezprostredne vedľa inej chladničky.
- ▶ Inštalujte zariadenia vo vzdialenosti 3 cm medzi nimi.
- ▶ Viaceré zariadenia inštalujte vedľa seba len do teploty 35 °C a 65 % vlhkosti vzduchu.
- ▶ Pri vyššej vlhkosti vzduchu zväčšite vzdialenosť medzi zariadeniami.




Fig. 15 Inštalácia Side-by-Side

Poznámka

Side-by-Side-Kit si môžete kúpiť ako príslušenstvo od zákazníckeho servisu Liebherr. (pozri 9.3 Zákaznícky servis)

4.10 Po inštalácii

- ▶ Stiahnite ochranné fólie.*
- ▶ Očistite zariadenie. (pozri 8.3 Čistenie zariadenia)
- ▶ V prípade potreby: dezinfikujte zariadenie.
- ▶ Uschovajte si faktúru, aby ste mali pri servisných výkonoch k dispozícii údaje o zariadení a predajcovi.

4.11 Likvidácia balenia



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo zadusenía baliacim materiálom a fóliou!

- ▶ Deti sa nenechajte hrať s baliacim materiálom.

Obal je vyrobený z recyklovateľných materiálov:

- Vlnitá lepenka/lepenka
- Diely z penového polystyrénu
- Fólie a vrecká z polyetylénu
- Sťahovacie pásky z polypropylénu
- klincovaný drevený rám s polypropylénovou tabuľou*
- ▶ Baliaci materiál odneste do oficiálnej zberne surovín.

4.12 Výmena dorazu dverí

Náradie



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia neodbornou výmenou dorazu dverí!

- ▶ Nechajte výmenu dorazu dverí vykonať len odborným personálom.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia a vecných škôd v dôsledku vysokej hmotnosti dverí!

- ▶ Vykonajte prestavbu len vtedy, ak unesiete hmotnosť 25 kg.
- ▶ Vykonávajte prestavbu len za pomoci dvoch osôb.

POZOR

Diel pod prúdom!

Poškodenie elektrických konštrukčných dielov.

- ▶ Pred vykonaním výmeny dorazu dverí vyťahnite sieťovú zástrčku.

- ▶ Otvorte dvere.




Fig. 16

- ▶ Odistite zvnútra predné kryty Fig. 16 (1) a odoberte ich do strany.
- ▶ Odoberte horný kryt Fig. 16 (2) nahor.




Fig. 17

- ▶ Odistite a odoberte stredný kryt.




Fig. 18

- ▶ Odpojte zástrčku Fig. 18 (1) z dosky plošných spojov.




Fig. 19

- ▶ Zmeňte zapojenie zástrčky Fig. 19 (1) na doske plošných spojov.

Uvedenie do prevádzky




Fig. 20

- ▶ Odistite kryt malým skrutkovačom a odoberte ho.




Fig. 21

- ▶ Odstráňte zástrčku z držiaka zástrčky.




Fig. 22 Montážnu polohu držiaka zástrčky je možné otočiť o 180°.

- ▶ Odistite držiak zástrčky.




Fig. 23

- ▶ Zaisťujte držiak zástrčky Fig. 23 (1) na opačnej strane.

POZOR

Nebezpečenstvo poranenia prostredníctvom vyklápajúcich sa dverí!

- ▶ Pridržte dvere.




Fig. 24

- ▶ Odskrutkujte uholník závesu Fig. 24 (1).
- ▶ Zdvihnite dvere vrátane uholníka závesu Fig. 24 (2) cca 200 mm nahor a odoberte ich.
- ▶ Opatrne odložte dvere na mäkkú podložku.




Fig. 25

- ▶ Opatrne vytiahnite kábel.




Fig. 26

- Vytiahnite uholník závesu.




Fig. 27 Dvere chladničky

- Vytiahnite puzdro závesu Fig. 27 (1) prstami.
- Plochým skrutkovačom opatrne nadvihnite kryciu zátku Fig. 27 (2) a vytiahnite ju.




Fig. 28 Dvere chladničky

- Nasadte puzdro závesu a kryciu zátku vždy na opačnej strane (sploštené strany ukazujú von).




Fig. 29

- Premiestnite uholník závesu na opačnú stranu.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia a vecných škôd v dôsledku vyklápajúcich sa dverí!

- Utiahnite ložiskové čapy uvedeným ťahovacím momentom.

Uvedenie do prevádzky




Fig. 30

- ▶ Premiestnite čap Fig. 30 (1) v uholníku závesu.
- ▶ Utiahnite čap Fig. 30 (2) **uťahovacím momentom 12 Nm**.
- ▶ Znova odskrutkujte uholník závesu.




Fig. 31

- ▶ Zľahka zatlačte kryt Fig. 31 (1) v strede a odoberte ho nahor Fig. 31 (2).

POZOR

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku napnutej pružiny!

- ▶ Nerozoberajte systém zatvárania dverí Fig. 32 (1).




Fig. 32

- ▶ Otáčajte systém zatvárania Fig. 32 (2), kým nezacvakne.
- ▷ Predpätie systému zatvárania je uvoľnené.

Poznámka

- ▶ Pridržte dvere.

- ▶ Uvoľnite skrutky Fig. 32 (3), odoberte uholník závesu nahor Fig. 32 (4).




Fig. 33

- ▶ Zľahka otvorte dvere Fig. 33 (1), zdvihnite ich cca 200 mm rovno nahor a odoberte Fig. 33 (2).
- ▶ Opatrne odložte dvere na mäkkú podložku.




Fig. 34

- ▶ Znova naskrutkujte uholník závesu.

Poznámka

Držadlo musíte premiestniť na oboch dverách.




Fig. 35 Penové dvere*





Fig. 36 Sklenené dvere*

- ▶ Odoberte záslepky.
- ▶ Odskrutkujte držadlo.



- Fig. 37
- ▶ Premiestnite zátku na opačnú stranu.



Fig. 38 Penové dvere*




Fig. 39 Sklenené dvere*

- ▶ Naskrutkujte držadlo na opačnú stranu.
- ▶ Upevnite záslepky.

Uvedenie do prevádzky




Fig. 40 Dvere mrazničky

- ▶ Vytiahnite puzdro závesu Fig. 40 (1) prstami.
- ▶ Plochým skrutkovačom opatrne nadvihnite kryciu zátku Fig. 40 (2) a vytiahnite ju.




Fig. 41 Dvere mrazničky

- ▶ Nasadte puzdro závesu a kryciu zátku vždy na opačnej strane (sploštené strany ukazujú von).




Fig. 42 Dvere mrazničky

- ▶ Zablokujte zámok.




Fig. 43

- ▶ Odstráňte skrutku Fig. 43 (1).
- ▶ Odistite kryt Fig. 43 (2) malým skrutkovačom a odoberte ho.
- ▶ Vytiahnite čap zámku Fig. 43 (3).




Fig. 44

- ▶ Vytiahnite zámok.




Fig. 45

- ▶ Premiestnite kryty na opačnú stranu.




Fig. 46

- Nasadte zámok.




Fig. 47

- Nasadte čap zámku Fig. 47 (1).
- Zľahka otáčajte zámok, aby čap zámku Fig. 47 (2) zapadol do drážky zámku.
- Nasadte kryt Fig. 47 (3).
- Nasadte skrutku Fig. 47 (4).




Fig. 48

- Zľahka zatlačte kryt Fig. 48 (1) v strede a odoberte ho nahor Fig. 48 (2).




Fig. 49

- Odskrutkujte čap závěsu Fig. 49 (1).
- Premiestnite systém zatvárania dverí Fig. 49 (2).
- Dbajte pri nasadzovaní na správne vyrovnanie systému zatvárania dverí Fig. 49 (3).




Fig. 50

- Odskrutkujte uholník závěsu.

POZOR

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku napnutej pružiny!

- Nerozoberajte systém zatvárania dverí Fig. 51 (1).

Uvedenie do prevádzky




Fig. 51

- ▶ Otáčajte systém zatvárania Fig. 51 (2), kým nezacvakne.
- ▷ Predpätie systému zatvárania je uvoľnené.
- ▶ Odskrutkujte uholník závesu Fig. 51 (3).

Poznámka

- Nesprávne usporiadanie podložiek na výškové prestavenie.
Upevnenie matic už nie je dostatočne možné.
- ▶ Podložka musí zapadnúť na spodnej strane systému zatvárania.




Fig. 52

- ▶ Uvoľnite maticu a odstráňte systém zatvárania dverí Fig. 52 (1).
- ▶ Dbajte na správne vyrovnanie podložiek na výškové prestavenie Fig. 52 (2).
- ▶ Premiestnite systém zatvárania dverí v uholníku závesu a zafixujte ho maticou Fig. 52 (3).
- ▶ Dbajte pri nasadzovaní na správne vyrovnanie systému zatvárania dverí Fig. 52 (4).




Fig. 53

- ▶ Premiestnite kryciu dosku na opačnú stranu.




Fig. 54

- ▶ Naskrutkujte uholník závesu na opačnú stranu.

Poznámka

- Správne vyrovnanie a predpätie je dôležité pre funkciu systému zatvárania.




Fig. 55 Ľavý doraz (A)/pravý doraz (B)

- ▶ Otáčajte systém zatvárania proti odporu, kým nebude mostík systému zatvárania Fig. 55 (1) ukazovať von.
- ▷ Systém zatvárania zostane samočinne stáť v tejto polohe.
- ▷ Systém zatvárania je vyrovnaný a predpätý.




Fig. 56

- ▶ Zdvihnite dvre zo zeme s pomocou druhej osoby a nasadte ich na systém zatvárania dverí.

Poznámka

- ▶ Pridržte dvre.




Fig. 57

- ▶ Naskrutkujte uholník závesu.




Fig. 58

- ▶ Zaistite kryt.




Fig. 59

- ▶ Nasadte uholník závesu do dverí.




Fig. 60

- ▶ Opatrne prestrčte kábel.

POZOR

Nebezpečenstvo poranenia prostredníctvom vyklápajúcich sa dverí!

- ▶ Pridržte dvre.




Fig. 61 Ľavý doraz (A)/pravý doraz (B)

- ▶ Otáčajte systém zatvárania proti odporu, kým nebude mostík systému zatvárania Fig. 61 (1) ukazovať von.
- ▷ Systém zatvárania zostane samočinne stáť v tejto polohe.
- ▷ Systém zatvárania je vyrovnaný a predpätý.

Uvedenie do prevádzky




Fig. 62

- ▶ Zdvihnite dvere zo zeme s pomocou druhej osoby.
- ▶ Opatrne nasadte dvere v 90° otvorenom stave na systém zatvárania.

POZOR

Vecné škody v dôsledku nesprávnej montáže!

- ▶ Pri montáži uholníka závesu nepriškrípnete kábel.




Fig. 63

- ▶ Prevlečte kábel cez vybranie uholníka závesu a opatrne ho položte Fig. 63 (1).
- ▶ Naskrutkujte uholník závesu Fig. 63 (2).




Fig. 64

- ▶ Zasuňte zástrčku Fig. 64 (1) do držiaka zástrčky.




Fig. 65

- ▶ Zapojte zástrčku Fig. 65 (1) na dosku plošných spojov.




Fig. 66

- ▶ Nasadte kryt.




Fig. 67

- ▶ Zaistite stredný kryt.




Fig. 68

- ▶ Zaháknite predné kryty Fig. 68 (1) naboku a zaistite ich.
- ▶ Zaistite horný kryt Fig. 68 (2) zhora.
- ▶ Zatvorte dvere.
- ▷ Doraz dverí je vymenený.

4.13 Vyrovnanie dverí

Ak dvere nie sú rovno, tak ich môžete nastaviť na uholníku závesu.

Vyrovnejte dvere chladničky pred dverami mrazničky.




Fig. 69 Chladnička

- ▶ Odoberte kryt.




Fig. 70 Chladnička

- ▶ Zľahka uvoľnite obidve skrutky a posuňte dvere pomocou uholníka závesu doprava alebo doľava.

- ▶ Pevne utiahnite skrutky.
- ▶ Nasadte kryt.




Fig. 71 Mraznička

- ▶ Odstráňte strednú skrutku na dolnom uholníku závesu.




Fig. 72 Mraznička

- ▶ Zľahka uvoľnite obidve skrutky a posuňte dvere pomocou uholníka závesu doprava alebo doľava.
- ▶ Pevne utiahnite skrutky až na doraz (stredná skrutka už nie je potrebná).
- ▷ Dvere sú vyrovnané.

4.14 Pripojenie zariadenia



VÝSTRAHA


Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku neodborného pripojenia!

Popáleniny.

Poškodenia zariadenia.

- ▶ Nepoužívajte predĺžovacie káble.

- ▶ Nepoužívajte rozvodné lišty.



Uvedenie do prevádzky

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku neodborného pripojenia!

Poškodenia zariadenia.

- Prístroj nepripájajte na samostatné striedače, ako napr. solárne systémy a benzínové generátory.

Poznámka

Používajte výhradne priložený sieťový prívod.

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Zariadenie prevádzkujte len so **striedavým prúdom**.
- Povolené napätie a frekvencia sú uvedené na typovom štítku. Poloha typového štítku je viditeľná v kapitole Prehľad zariadenia. (pozri 1.2 Prehľad zariadenia a vybavenia)
- Zásuvka je uzemnená v súlade s predpismi a elektronicky istená.
- Vypínací prúd poistky je v rozsahu 10 A až 16 A.
- Zásuvka je ľahko prístupná.
- Prekontrolujte elektrické pripojenie.
- Zástrčku zariadenia zastrčte na zadnej strane zariadenia. Dbajte na správne zaklapnutie.
- Sieťovú zástrčku pripojte na napájanie napätím.
- ▷ Zobrazenie sa zmení na symbol Standby.

4.15 Zapnutie zariadenia (prvé uvedenie do prevádzky)

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Zariadenie je nainštalované a pripojené.
- Všetky lepiace pásky, lepiace a ochranné fólie, ako aj prepravné poistky, v/na zariadení sú odstránené.




Fig. 73 Príklad zobrazenia

Symbol Standby-bliká, kým sa neukončí proces spustenia.

Na displeji sa zobrazuje symbol Standby.

Ak sa zariadenie dodáva s výrobným nastavením, pri uvedení do prevádzky treba najskôr nastaviť jazyk obrazovky a dátum/čas.




Fig. 74

- Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Jazyk je nastavený.




Fig. 75

- Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Dátum je nastavený.




Fig. 76

- Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Čas je nastavený.




Fig. 77 Indikácia stavu

- ▷ Zariadenie je pripravené na prevádzku hneď, ako sa na displeji objaví teplota.
- ▷ Indikátor teploty bliká, kým sa nedosiahne nastavená teplota.

5 Skladovanie

5.1 Poznámky ku skladovaniu




Fig. 78 Príklad zobrazenia




Fig. 79

Pri uskladnení dodržte:

- Ak sa dajú odkladacie rošty Fig. 78 (1) premiestniť, prispôbte výšku.
- Dodržte maximálne zaťaženie. (pozri 9.1 Technické údaje)
- Zariadenie naložte až po dosiahnutí teploty skladovania (dodržanie chladového reťazca).
- Udržiavajte voľné vetracie štrbiny Fig. 79 (2) cirkulačného ventilátora vo vnútornom priestore.
- Chladené výrobky na zadnej stene sa nesmú dotýkať.
- Chladené výrobky neskladujte za zadným dorazom úložných roštov.
- Tekutiny uchovávajte v uzavretých nádobách.
- Skladujte chladené výrobky v rozstupoch, aby medzi nimi mohol dobre cirkulovať vzduch.
- Chladené výrobky nesmú prekročiť stohovaciu značku.



To je dôležité pre bezchybnú cirkuláciu vzduchu a rovnomerné rozdelenie teploty v celom vnútornom priestore.

6 Obsluha

6.1 Ovládacie a indikačné prvky

Displej umožňuje rýchly prehľad o aktuálnom stave zariadenia, nastavení teploty, stave funkcií a nastavení, ako aj o hláseniach alarmov a chybových hláseniach.

Ovládanie sa vykonáva priamo na farebnom dotykovom displeji potiahnutím prstom a ťukaním.

Je možné aktivovať alebo deaktivovať funkcie a zmeniť hodnoty nastavenia.

6.1.1 Indikácia stavu



Fig. 80 Indikácia stavu

(1) Skutočné teploty

(3) Stav procesu odmrzovania

(2) Stav alarmu

(4) Stav otvorenia dverí

Indikácia stavu je výstupné zobrazenie.

V strede je zobrazená teplota a v spodnej časti tri symboly. Indikácia stavu môže znázorňovať rozličné symboly zobrazenia.

Z indikácie stavu sa naviguje k funkciám a nastaveniam.




6.1.2 Indikačné symboly

Indikačné symboly poskytujú informácie o aktuálnom stave zariadenia.

Symbol	Stav zariadenia
	Symbol Standby Zariadenie je vypnuté.
	Symbol Standby (bliká) Zariadenie sa spúšťa.
	Teplota (bliká) Cieľová teplota ešte nie je dosiahnutá. Zariadenie chladí na nastavenú teplotu.
	Indikátor teploty Zobrazuje aktuálnu teplotu vnútorného priestoru
	D v indikácii Zariadenie je v režime DemoMode.
	Indikácia údržby (žltá) Nastavený časový interval uplynul.
	Plná dátová pamäť (žltá) Dátová pamäť (999 hodín) je plná. Najstaršie údaje sa odteraz prepíšu.
	Plná pamäť alarmov (žltá) Pamäť alarmov je plná. Vymažte jednotlivé alarmy alebo celú pamäť.
	Symbol chyby (červená) Zariadenie je v chybnom stave.
	Šípka späť Prechod do nadradeného menu.
	Pozadie (modré) Aktívne nastavenie alebo aktívna funkcia
	Pruh (zväčšujúci sa) Na aktiváciu nastavenia stlačte na 3 sekundy.
	Pruh (zmenšujúci sa) Na deaktiváciu nastavenia stlačte na 3 sekundy.

Symboly indikácie stavu

Ďalšie symboly na dolnom okraji indikácie stavu umožňujú rýchly prístup k informáciám o alarme a podrobnostiam o stave zariadenia.

Symbol	Stav zariadenia
	Symbol alarmu (sivý) Archív alarmov je prázdny. Krátkym ťuknutím otvoríte archív alarmov.
	Symbol alarmu (biely) V archíve alarmov sú potvrdené alarmy. Krátkym ťuknutím otvoríte archív alarmov.
	Symbol alarmu (červený) V archíve alarmov sú stále nepotvrdené alarmy. Krátkym ťuknutím otvoríte archív alarmov.
	Symbol alarmu (červený, blikajúci) V archíve je aktívny alarm. Krátkym ťuknutím otvoríte archív alarmov.
	Symbol rozmrazovania (sivý) Žiadny aktívny proces rozmrazovania.
	Symbol rozmrazovania (biely, blikajúci) Manuálny proces rozmrazovania aktívny. Krátkym ťuknutím otvoríte ručné rozmrazovanie. (pozri 6.2.21 Rozmrazovanie)
	Symbol rozmrazovania (biely) Automatický proces rozmrazovania aktívny. Funkciu nie je možné prerušiť.
	Symbol dverí (sivý) Dvere sú zatvorené.
	Symbol dverí (biely) Dvere sú otvorené.
	Symbol dverí (červený, blikajúci) Dvere boli otvorené dlhší čas, príslušné výstražné hlásenie bolo potvrdené. Symbol bliká, kým sa dvere nezatvoria.

Dodatočné symboly indikácie stavu

6.1.3 Akustické signály

Signál zaznie v nasledujúcich prípadoch:

- Keď sa potvrdí funkcia alebo hodnota.
- Keď sa nedá buď aktivovať alebo deaktivovať funkcia alebo hodnota.
- Hneď ako sa vyskytne chyba.
- Pri hlásení alarmu.

Tóny alarmov sa dajú zapnúť a vypnúť v zákazníckom menu.

6.2 Funkcie zariadenia

6.2.1 Poznámky k funkciám zariadenia

Funkcie zariadenia sú od výroby nastavené tak, že je vaše zariadenie plne funkčné.

Pred zmenou, aktiváciou alebo deaktiváciou funkcií zariadenia zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Prečítali ste si a porozumeli ste opisom spôsobu funkcie displeja. (pozri 3 Spôsob funkcie Touch & Swipe displeja)
- Oboznámili ste sa s ovládacími a zobrazovacími prvkami svojho zariadenia. (pozri 6.1 Ovládacie a indikačné prvky)

6.2.2 Zapnutie a vypnutie zariadenia



Táto funkcia umožňuje zapnúť a vypnúť celé zariadenie.

Zapnutie zariadenia

Bez aktivovaného režimu DemoMode:



Fig. 81

► Vykonať pracovné kroky podľa obrázka.

S aktivovaným režimom DemoMode:



Fig. 82

► Vykonať pracovné kroky podľa obrázka.

Poznámka

Pred uplynutím odpočítavania deaktivujte režim DemoMode.




Fig. 83 Indikácia stavu

► Na displeji sa objaví indikácia teploty.

Vypnutie zariadenia




Fig. 84




Fig. 85

► Vykonať pracovné kroky podľa obrázka.

► Na displeji sa zobrazuje symbol Standby.

► Displej sa po približne 10 minútach vypne.

6.2.3 Vypnutie a zapnutie teplotnej



zóny

Jednotlivé teplotné zóny zariadenia môžete vypnúť vzájomne oddelene.

Použitie:

- Čistenie
- Rozmrazovanie

Vypnutie chladničky

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Chladnička je vyprázdnená.



Fig. 86

- ▶ Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 87

- ▶ Vykonať pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Chladnička je vypnutá.

Vypnutie mrazničky

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Mraznička je vyprázdnená.




Fig. 88

- ▶ Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 89

- ▶ Vykonať pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Mraznička je vypnutá.

Zapnutie chladničky



Fig. 90

- ▶ Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 91

- ▶ Vykonať pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Chladnička je zapnutá.
- ▷ Zariadenie chladí na poslednú nastavenú teplotu.

Zapnutie mrazničky



Fig. 92

- ▶ Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 93

- ▶ Vykonať pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Mraznička je zapnutá.
- ▷ Zariadenie chladí na poslednú nastavenú teplotu.

6.2.4 Teplota



Teplota závisí od nasledovných faktorov:

- frekvencia otváraní dverí
- doba otváraní dverí
- priestorová teplota miesta inštalácie
- druh, teplota a množstvo chladených/mrazených výrobkov

Poznámka

V niektorých oblastiach vnútorného priestoru sa môže teplota vzduchu odchýliť od indikátora teploty.

Pri správnej teplote ostanú chladené a mrazené výrobky dlhšie trvanlivé. Vďaka tomu je možné zabrániť zbytočnému vyhadzovaniu.

Nastavenie teploty

Nasledujúce kroky akcie popisujú, ako zvýšite teplotu chladiacej časti z napr. 12,1 °C na 15,5 °C a teplotu mraziacej časti z napr. -33,3 °C na -31,8 °C.



Fig. 94




Fig. 95

- Vykonaňte pracovné kroky podľa obrázka.




Fig. 96

- Vykonaňte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Teploty sú nastavené.

6.2.5 Zaznamenávanie teploty



Zariadenie zobrazuje pomocou tejto funkcie minimálne a maximálne teploty vnútorného priestoru. Ich zaznamenávanie sa spustí automaticky s intervalom jednej minúty po zapnutí zariadenia. Po uplynutí 999 hodín (približne 40 dní) sa zobrazí poznámka, že dátová pamäť je plná. Zaznamenávanie teploty by sa malo vynulovať.

Poznámka

Nezávisle od tejto funkcie sa zaznamenáva aj celý priebeh teplôt, ako aj alarmové a servisné hlásenia. Tieto údaje možno exportovať a uložiť na pamäťové médium USB. (pozri 6.2.22 Stiahnutie údajov/Datalogging)

Ak je na zariadení ďalší snímač výrobkov, je možné ho vybrať pre zobrazenie minimálnej a maximálnej teploty. (pozri 6.2.23 Kalibrácia snímača)

Poznámka

Záznam teploty by sa mal vynulovať raz, keď sa zariadenie uvedie do prevádzky **po dosiahnutí nastavenej teploty**. (pozri Vynulovanie záznamu teploty) Vďaka tomu má hodnota maximálnej teploty zmysel.

Zobrazenie záznamu teploty

V zázname teploty je uvedené trvanie zaznamenávania a minimálne a maximálne teploty namerané počas tohto obdobia.



Fig. 97

Fridge min.	5,0 °C
Fridge max.	17,3 °C
Freezer min.	-35,2 °C
Freezer max.	-30,3 °C
Recording	65 h

Fig. 98

- ▷ Zobrazí sa stavová obrazovka so záznamami teploty.

Vynulovanie záznamu teploty

Zobrazené minimálne a maximálne teploty môžete kedykoľvek vynulovať. Tým sa vymažú zobrazené hodnoty a znovu sa spustí interval zaznamenávania.




Fig. 99




Fig. 100

- Vykonaňte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Záznam teploty je vynulovaný.



6.2.6 Osvetlenie

Zariadenie je vybavené vnútorným osvetlením.

Vnútorné osvetlenie môžete zapnúť natrvalo. (pozri Zapnutie osvetlenia*) *

Keď otvoríte dvere zariadenia, zapne sa vnútorné osvetlenie. Túto funkciu môžete aj deaktivovať. (pozri Vypnutie osvetlenia pri otvorení dverí*)

Zapnutie osvetlenia*



Fig. 101




Fig. 102

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Osvetlenie je zapnuté.

Vypnutie osvetlenia*



Fig. 103




Fig. 104

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Osvetlenie je vypnuté.

Vypnutie osvetlenia pri otvorení dverí*



Fig. 105




Fig. 106

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Osvetlenie pri otvorení dverí je vypnuté.

Zapnutie osvetlenia pri otvorení dverí*




Fig. 107




Fig. 108

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Osvetlenie pri otvorení dverí je zapnuté.

6.2.7 Ochrana prístupu k menu nastavenia



Táto funkcia umožňuje ochranu prístupu k menu nastavenia prostredníctvom štvormiestneho PIN kódu.

Použitie:

- Vyvarujte sa neúmyselnej zmene nastavení a funkcií.
- Vyvarujte sa neúmyselnému vypnutiu zariadenia.
- Vyvarujte sa neúmyselnému nastaveniu teploty.

Aktivácia ochrany prístupu k menu nastavenia

Poznámka

- ▶ Na nasledujúcom príklade sa použije PIN kód prednastavený z výroby: **1 1 1 1**.



Fig. 109




Fig. 110

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Ochrana prístupu k menu nastavenia je aktivovaná.

Zmena PIN kódu ochrany prístupu k menu nastavenia

(pozri 6.2.8 Prístupové kódy)

Deaktivácia ochrany prístupu k menu nastavenia

Poznámka

- ▶ Na nasledujúcom príklade sa použije PIN kód prednastavený z výroby: **1 1 1 1**.



Fig. 111




Fig. 112

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Ochrana prístupu k menu nastavenia je deaktivovaná.

Otvorenie zabezpečeného menu nastavenia

Ak je aktívna ochrana prístupu k menu nastavenia, na otvorenie menu nastavenia je potrebné zadať PIN kód.

Po zadaní správneho PIN kódu zostane menu nastavenia odomknuté 20 minút.

Poznámka

- ▶ Na nasledujúcom príklade sa použije PIN kód prednastavený z výroby: **1 1 1 1**.

Ochrana prístupu k menu nastavenia musí byť aktívna.

- ▶ Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 113

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ PIN kód správny: otvorí sa menu nastavenia.

6.2.8 Prístupové kódy

Možné sú rôzne nastavenia.

Použitie:

- Zmena kódu nastavenia.
- Vynulovanie kódu nastavenia.

Ochrana prístupu k menu nastavenia



Zmena kódu nastavenia

Toto nastavenie umožňuje zmenu kódu nastavenia pre ochranu prístupu k menu nastavenia.

Nastavenie sa realizuje v 3 krokoch:

- Zadanie starého kódu nastavenia
- Zadanie nového kódu nastavenia
- Potvrdenie nového kódu nastavenia

Poznámka

- ▶ Na nasledujúcom príklade sa zmení kód nastavenia prednastavený z výroby **1 1 1 1**.
- ▶ Nový kód nastavenia je: **2 3 4 5**



Fig. 114

Ochrana prístupu k menu nastavenia musí byť aktívna. (pozri 6.2.7 Ochrana prístupu k menu nastavenia)

- ▶ Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 115

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Zadanie starého kódu nastavenia úspešné.




Fig. 116

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Zadanie nového kódu nastavenia úspešné.




Fig. 117

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Potvrdenie nového kódu nastavenia úspešné.
- ▷ Nastavenie kódu je zmenené.

Vynulovanie kódu nastavenia

Zabudnutý alebo neznámy kód nastavenia pre ochranu prístupu k menu nastavenia.

- ▶ Obnovte výrobné nastavenia zariadenia (pozri 6.2.31 Obnovenie na výrobné nastavenia).
- ▷ Zariadenie je obnovené na pôvodné nastavenia.
- ▷ Kód nastavenia z výroby je: **1 1 1 1**

6.2.9 Pripomenutie intervalu údržby



Nastavenie časového obdobia do pripomenutia údržby.

Nastaviť možno zobraziť nasledujúce hodnoty:

- 7 dní
- 14 dní
- 30 dní
- 60 dní
- 90 dní
- 180 dní
- 360 dní
- 720 dní
- 1080 dní
- Vyp

Nastavenie pripomenutia intervalu údržby

Nasledujúce kroky akcie popisujú, ako nastaviť časový interval do údržby.



Fig. 118




Fig. 119

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.

- ▷ Nastaví sa časové obdobie do pripomenutia údržby.
- ▷ Zobrazí sa zostávajúci čas.

6.2.10 Jazyk



Pomocou tohto nastavenia sa nastavuje jazyk indikácie.

Nastavenie jazyka



Fig. 120




Fig. 121

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Zvolený jazyk je nastavený.

6.2.11 Dátum a čas



Toto nastavenie umožňuje nastaviť dátum a čas.

Nastavenie dátumu a času




Fig. 122



Fig. 123

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.




Fig. 124

- ▶ Vykonaňte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Dátum je nastavený.




Fig. 125

- ▶ Vykonaňte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Čas je nastavený.

6.2.12 Jednotka teploty

Pomocou tejto funkcie nastavíte jednotku teploty. Ako jednotku teploty môžete nastaviť stupeň Celzia alebo Fahrenheita.

Nastavenie jednotky teploty




Fig. 126




Fig. 127 Príkladné zobrazenie: Zmena zo stupňa Celzia na stupeň Fahrenheita.

- ▶ Vykonaňte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Jednotka teploty je nastavená.

6.2.13 Jas displeja

Pomocou tejto funkcie plynule nastavíte jas displeja.

Môžete nastaviť nasledujúce stupne jasu:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (prednastavenie)

Nastavenie jasu



Fig. 128




Fig. 129 Príkladné zobrazenie: Zmena z 80 % na 60 %.

- ▶ Vykonaňte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Jas je nastavený.

6.2.14 Alarm Sound

Táto funkcia umožňuje zapnúť a vypnúť všetky tóny alarmov, ako napríklad alarm dverí.

Aktivácia Alarm Sound



Fig. 130




Fig. 131

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Alarm Sound je aktivovaný.

Deaktivácia Alarm Sound




Fig. 132




Fig. 133

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Alarm Sound je deaktivovaný.



6.2.15 Key Sound

Táto funkcia umožňuje zapnúť a vypnúť všetky tóny tlačidiel, tóny potvrdenia a spúšťací tón.

Aktivácia Key Sound



Fig. 134




Fig. 135

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Key Sound je aktivovaný.

Deaktivácia Key Sound



Fig. 136




Fig. 137

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Key Sound je deaktivovaný.



6.2.16 Pripojenie cez WLAN

Poznámka

Liebherr SmartMonitoring Dashboard nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Skontrolujte dostupnosť pomocou QR kódu zadaním modelu.

Poznámka

Používanie Liebherr SmartMonitoring Dashboard na stránke <https://smartmonitoring.liebherr.com> predpokladá nainštalovaný SmartModule a komerčné konto MyLiebherr. Počas online uvedenia do prevádzky sa prihláste s vašimi dostupnými prihlasovacími údajmi alebo sa znova zaregistrujte a založte si firemné konto.

Toto nastavenie vytvorí bezkáblové pripojenie medzi zariadením a internetom. Pripojenie sa ovláda cez SmartModule. Zariadenie je možné integrovať cez [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) pre prehliadače a využívať rozšírené voľby a jednotlivé možnosti na riadenie, spravovanie a monitorovanie.




Fig. 138

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- SmartModule Fig. 138 (1) je nasadený.

Vytvorenie pripojenia

Uvedenie do prevádzky a nastavenie vášho SmartModule vykonáte online cez [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) na vašom koncovom zariadení s internetom.




Fig. 139

- ▶ Otvorte [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#). (pozri Fig. 139)

Na chladničke alebo mrazničke:




Fig. 140

Poznámka

Ochrana prístupu k menu nastavenia je aktivovaná. (pozri 6.2.7 Ochrana prístupu k menu nastavenia)

- ▶ Zadať zvolený PIN kód. Menu nastavenia sa otvorí.




Fig. 141




Fig. 142

- ▶ Vykonaťte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▶ Pokračujte v procese nastavovania na vašom koncovom zariadení s internetom: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)




Fig. 143

- ▶ Vykonaťte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Vytvára sa pripojenie: objaví sa WiFi connecting. Symbol pulzuje.
- ▶ Postupujte podľa pokynov [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ Pripojenie je vytvorené.

Odpojenie pripojenia



Fig. 144

Poznámka

- Ochrana prístupu k menu nastavenia je aktivovaná. (pozri 6.2.7 Ochrana prístupu k menu nastavenia)
- ▶ Zadajte zvolený PIN kód. Menu nastavenia sa otvorí.



Fig. 145




Fig. 146

- ▶ Vykonaťte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Pripojenie je odpojené.

Resetovanie pripojenia



Fig. 147

Poznámka

- Ochrana prístupu k menu nastavenia je aktivovaná. (pozri 6.2.7 Ochrana prístupu k menu nastavenia)
- ▶ Zadajte zvolený PIN kód. Menu nastavenia sa otvorí.




Fig. 148





Fig. 149

- ▶ Vykonaťte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Nastavenia WiFi sú resetované na stav pri dodaní.

6.2.17 Pripojenie cez LAN



Poznámka

- Liebherr SmartMonitoring Dashboard nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Skontrolujte dostupnosť pomocou QR kódu zadaním modelu.

Poznámka

- Používanie Liebherr SmartMonitoring Dashboard na stránke <https://smartmonitoring.liebherr.com> predpokladá nainštalovaný SmartModule a komerčné konto MyLiebherr. Počas online uvedenia do prevádzky sa prihláste s vašimi dostupnými prihlasovacími údajmi alebo sa znova zaregistrujte a založte si firemné konto.

- Toto nastavenie vytvorí káblové pripojenie medzi zariadením a internetom. Pripojenie sa ovláda cez SmartModule. Zariadenie je možné integrovať cez [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) pre prehliadače a využívať rozšírené voľby a jednotlivé možnosti na riadenie, spravovanie a monitorovanie.




Fig. 150

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- SmartModule Fig. 150 (1) je nasadený.
- Sieťový kábel je pripojený.
(Na pripojenie je určené spojenie so sieťovým káblom s dĺžkou maximálne 3 m).

Vytvorenie pripojenia

Uvedenie do prevádzky a nastavenie vášho SmartModule vykonáte online cez [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) na vašom koncovom zariadení s internetom.



Fig. 151

- ▶ Otvorte [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#). (pozri Fig. 151)

Na chladničke alebo mrazničke:



Fig. 152

Poznámka

Ochrana prístupu k menu nastavenia je aktivovaná. (pozri 6.2.7 Ochrana prístupu k menu nastavenia)

- ▶ Zadajte zvolený PIN kód. Menu nastavenia sa otvorí.




Fig. 153

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Vytvára sa pripojenie: objaví sa LAN connecting. Symbol pulzuje.
- ▶ Postupujte podľa pokynov [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ Pripojenie je vytvorené.

Odpojenie pripojenia



Fig. 154

Poznámka

Ochrana prístupu k menu nastavenia je aktivovaná. (pozri 6.2.7 Ochrana prístupu k menu nastavenia)

- ▶ Zadajte zvolený PIN kód. Menu nastavenia sa otvorí.




Fig. 155

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Pripojenie je odpojené.



6.2.18 Informácie o zariadení

S touto funkciou zobrazíte názov modelu, index, sériové číslo a servisné číslo vášho zariadenia. Informácie o zariadení potrebujete vtedy, keď kontaktujete zákaznícky servis. (pozri 9.3 Zákaznícky servis)

Pomocou tejto funkcie otvoríte okrem iného aj rozšírené menu. (pozri 3 Spôsob funkcie Touch & Swipe displeja)

Zobrazenie informácií o zariadení




Fig. 156



Fig. 157

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Na displeji sa zobrazia informácie o zariadení.



6.2.19 Prevádzkové hodiny

Táto indikácia zobrazuje prevádzkové hodiny zariadenia.

Indikácia prevádzkových hodín



Fig. 158



Fig. 159

▷ Objavia sa prevádzkové hodiny.



6.2.20 Softvér

S touto funkciou zobrazíte verziu softvéru vášho zariadenia.

Zobrazenie verzie softvéru



Fig. 160



Fig. 161

- ▶ Vykonaťte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Na displeji sa zobrazí verzia softvéru.

6.2.21 Rozmrazovanie



Zariadenie sa rozmrazuje automaticky v normálnej prevádzke.

Použitie:

- Ak sa vo vnútornom priestore vyskytne väčšia námraza, automatickú funkciu odmrázovania môžete spustiť manuálne.
- Rozmrazuje sa len chladiaca časť.

Manuálne spustenie automatického rozmrazovania



Fig. 162




Fig. 163

- ▶ Vykonaťte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Automatické rozmrazovanie je spustené. Po dokončení rozmrazovania sa zariadenie automaticky prepne späť do normálnej prevádzky.

Poznámka

Ak je vo vnútornom priestore po niekoľkonásobnom spustení automatického odmrázovania ešte ľad, rozmrazte zariadenie ručne. (pozri 8.2 Rozmrazovanie zariadenia)

Zrušenie manuálne spusteného rozmrazovania



Fig. 164




Fig. 165

- ▶ Vykonaťte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Manuálne spustené rozmrazovanie je zrušené. Zariadenie sa automaticky prepne späť do normálnej prevádzky.

Informácie o rozmrazovaní



Pomocou tohto nastavenia sa prispôsobí indikácia počas automatického procesu rozmrazovania.

K dispozícii sú tieto varianty indikácie:

- **Def 1:** Indikátor teploty sa neaktualizuje a zobrazuje poslednú teplotu pred spustením automatického rozmrazovania.
- **Def 2:** Na stavovej obrazovke sa zobrazí symbol „automatického procesu rozmrazovania“. Indikátor teploty sa priebežne aktualizuje a zobrazuje aktuálnu teplotu.
- **Def 3:** Indikátor teploty sa priebežne aktualizuje a zobrazuje aktuálnu teplotu.
- **Def 4:** Na stavovej obrazovke sa zobrazí symbol „automatického procesu rozmrazovania“. Indikátor teploty sa neaktualizuje a zobrazuje poslednú teplotu pred spustením automatického rozmrazovania.



Fig. 166 Symbol „Automatické rozmrazovanie“




Fig. 167




Fig. 168

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Vyberie sa požadovaný variant indikácie.

6.2.22 Stiahnutie údajov/Datalogging



Zariadenie automaticky zaznamenáva celý priebeh teplôt z rôznych snímačov, ako aj alarmové a servisné hlásenia. Zaznamenávanie sa spustí automaticky s intervalom jednej minúty po zapnutí zariadenia. Údaje za posledných 5 rokov sú uložené a kedykoľvek ich môžete stiahnuť na USB kľúč.

Nasledujúce dátové záznamy sa môžu zvoliť za účelom stiahnutia:

- teploty
- alarmy
- servisné hlásenia
- všetky

Vybrané dátové záznamy sa ukladajú nešifrovane ako textové súbory s príponou „.log“ počas celého doby zaznamenávania.

Stiahnutie údajov na USB kľúč

Poznámka

K rozhraniu USB možno pripojiť len pamäťové zariadenia USB. Pevné disky USB nie sú rozpoznané.

Poznámka

Počas procesu sťahovania nevyberajte pamäťové zariadenie USB.

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Pamäťové zariadenie USB 2.0, naformátované na FAT32.
- USB kľúč je pripojený.




Fig. 169




Fig. 170

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Stiahnutie údajov na pamäťové zariadenie USB prebehlo úspešne.
- ▷ Môžete si vybrať a prevziať ďalšie dátové záznamy.

6.2.23 Kalibrácia snímača



Kalibrácia senzora slúži na vyrovnanie rozdielov medzi indikovanou teplotou a skutočnou teplotou v zariadení.

Rozsah nastavenia snímača C (kontrolný snímač): +/- 3 Kelviny v krokoch po 0,1 Kelvina.

Rozsah nastavenia snímača P (snímač výrobkov): +/- 9,9 Kelvina v krokoch po 0,1 Kelvina.

Kalibrácia snímača




Fig. 171




Fig. 172

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Snímač C je kalibrováný.




Fig. 173

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Snímač P je kalibrováný.




Fig. 174

Obsluha

- ▶ Vykonaťte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Snímač C je kalibrováný.
- ▷ Kalibrácia snímača je ukončená.

Poznámka

Kalibrovaná teplota sa zobrazí v priebehu dvoch hodín na displeji.



6.2.24 Alarm teploty

Alarm teploty sa spustí hneď, ako teplota vnútorného priestoru opustí nastaviteľný teplotný rozsah a prípadne uplynie nastavený čas oneskorenia.

Nastaviť možno zobraziť nasledujúce hodnoty:

- Dolná hranica teploty v krokoch po 0,1 °C
- Horná hranica teploty v krokoch po 0,1 °C
- Doba oneskorenia alarmu od 0 po 60 minút (nastavenie „0“ neznamená opakovanie alarmu na relé alarmu.)
- Frekvencia opakovania alarmu 0 až 30 minút

Nastavenie alarmu teploty chladiacej časti



Fig. 175



Fig. 176

- ▶ Vykonaťte pracovné kroky podľa obrázka.



Fig. 177




Fig. 178

- ▶ Vykonaťte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Dolná hranica teploty je nastavená.




Fig. 179

- ▶ Vykonaťte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Horná hranica teploty je nastavená.




Fig. 180

- ▶ Vykonaťte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Doba oneskorenia alarmu je nastavená.




Fig. 181

- ▶ Vykonaťte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Interval opakovania alarmu je nastavený.
- ▷ Alarm teploty chladiacej časti je nastavený.

Nastavenie alarmu teploty mraziacej časti



Fig. 182




Fig. 183

- ▶ Vykonaťte pracovné kroky podľa obrázka.



Fig. 184




Fig. 185

- ▶ Vykonaňte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Dolná hranica teploty je nastavená.




Fig. 186

- ▶ Vykonaňte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Horná hranica teploty je nastavená.




Fig. 187

- ▶ Vykonaňte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Doba oneskorenia alarmu je nastavená.




Fig. 188

- ▶ Vykonaňte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Interval opakovania alarmu je nastavený.
- ▷ Alarm teploty mraziacej časti je nastavený.

Zobrazenie nastavených hodnôt alarmu teploty pre chladiacu časť




Fig. 189




Fig. 190

- ▶ Vykonaňte pracovné kroky podľa obrázka.



Fig. 191




Fig. 192

- ▶ Vykonaňte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Zobrazia sa nastavené hodnoty alarmu teploty pre chladiacu časť.

Zobrazenie nastavených hodnôt alarmu teploty pre mraziacu časť



Fig. 193



Fig. 194

- ▶ Vykonaňte pracovné kroky podľa obrázka.



Fig. 195



Fig. 196

- ▶ Vykonaňte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Zobrazia sa nastavené hodnoty alarmu teploty pre mraziacu časť.



6.2.25 Alarm dverí

Pomocou tejto funkcie aktivujete alebo deaktivujete alarm dverí. Alarm dverí zaznie, keď sú dvere príliš dlho otvorené. Alarm dverí je pri dodaní aktivovaný. Môžete nastaviť, ako dlho smú byť dvere otvorené, kým zaznie alarm dverí.

Môžete nastaviť nasledujúce hodnoty:

- 15 sekúnd
- 30 sekúnd
- 60 sekúnd
- 90 sekúnd
- 120 sekúnd
- 150 sekúnd
- 180 sekúnd
- Vyp

Nastavenie alarmu dverí



Fig. 197




Fig. 199 Príkladné zobrazenie: Zmena alarmu dverí z 30 sekúnd na 60 sekúnd.

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Alarm dverí je nastavený.

Deaktivácia alarmu dverí




Fig. 200





Fig. 201

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Alarm dverí je deaktivovaný.



6.2.26 Svetelný alarm

Toto nastavenie umožňuje dodatočne zvýrazniť vizuálne hlásenia alarmov na displeji blikajúcim osvetlením zariadenia.

Aktivácia svetelného alarmu




Fig. 202




Fig. 203

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.



Fig. 204




Fig. 205

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Svetelný alarm je aktivovaný.

Deaktivácia svetelného alarmu




Fig. 206




Fig. 207

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.



Fig. 208



Fig. 209

- Vykonať pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Svetelný alarm je deaktivovaný.

6.2.27 Simulácia alarmu



Toto nastavenie umožňuje simuláciu zmeny teploty v zariadení na kontrolu funkcie všetkých pripojených bezpečnostných zariadení.

Spustenie simulácie alarmu




Fig. 210



Fig. 211

- Vykonať pracovné kroky podľa obrázka.



Fig. 212




Fig. 213

- Vykonať pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Simulácia bola vykonaná.
- ▷ Pripojené bezpečnostné zariadenie sa malo spustiť.



6.2.28 Protokol o alarme

Toto nastavenie umožňuje dopytovanie a vymazanie posledných 10 alarmov, ktoré sa vyskytli na zariadení.

Zobrazí sa nasledovné:

- Aktuálny dátum a čas
- Aktívne alarmy (červené).
- Predchádzajúce alarmy, ktoré ešte neboli dopytované, sú zobrazené ako **nepotvrdené (červené)**. Potvrdenie sa vykoná posunutím na ďalšiu chybu.

- Alarmy, ktoré boli dopytované, sú zobrazené ako **potvrdené**.
- Vymazanie všetkých alarmov (aj aktívnych a nepotvrdených alarmov).

Zobrazenie protokolu o alarme a vymazanie alarmu



Fig. 214

-alebo-

- Prostredníctvom indikačného symbolu na dolnom okraji stavového displeja.




Fig. 215

- Vykonať pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Bolo vykonané dopytovanie a vymazanie alarmu.

Zobrazenie protokolu o alarme a vymazanie všetkých alarmov




Fig. 216

-alebo-

- Prostredníctvom indikačného symbolu na dolnom okraji stavového displeja.





Fig. 217

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Bolo vykonané dopytovanie a vymazanie všetkých alarmov.



6.2.29 Prenos alarmu

Toto nastavenie umožňuje prenos jedného alebo viacerých alarmov na externý prijímač alarmu pripojený k zariadeniu.

Je možné zvoliť nasledujúce nastavenia:

- Typ alarmu:
 - alarm dverí
 - alarm teploty
 - alarm dverí a alarm teploty
 - všetky
- Potvrdenie:
 - **Áno:** Alarm je ukončený na zariadení a externe pripojenom prijímači.
 - **Nie:** Alarm sa potvrdí na zariadení a zostane aktívny na prijímači, kým sa chyba neodstráni.
- Aktualizácia (viditeľné len vtedy, ak je pri potvrdzovaní vybraná možnosť „Áno“):
 - **Áno:** Alarm sa zopakuje.
 - **Alarm teploty** v závislosti od nastaveného času (pozri 6.2.24 Alarm teploty) (Ak je čas oneskorenia alarmu nastavený na „0“, potom na relé alarmu nie je ani opakovanie alarmu.)
 - **Alarm dverí** po 1 minúte alebo 4 minútach * (pozri 6.2.25 Alarm dverí)
 - **Nie:** Alarm je trvalo potvrdený.

Aktivácia prenosu alarmu




Fig. 218





Fig. 219

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Prenos alarmu je nastavený.



6.2.30 Demo režim

Demo režim je špeciálna funkcia pre obchodníkov, ktorí chcú predviesť funkcie zariadenia. Keď aktivujete demo režim, všetky funkcie chladiacej techniky sú deaktivované.

Keď svoje zariadenie zapnete a na indikátore stavu sa zobrazí „D“, tak už je demo režim aktivovaný.

Keď demo režim aktivujete a následne opäť deaktivujete, tak sa obnovia výrobné nastavenia zariadenia. (pozri 6.2.31 Obnovenie na výrobné nastavenia)

Aktivácia demo režimu




Fig. 220




Fig. 221

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.

- ▷ Demo režim je aktivovaný.
- ▷ Zariadenie je vypnuté.
- ▶ Zapnite zariadenie. (pozri 4.15 Zapnutie zariadenia (prvé uvedenie do prevádzky))
- ▷ Na indikátore stavu sa zobrazí „D“.

Deaktivácia demo režimu




Fig. 222




Fig. 223

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Demo režim je deaktivovaný.
- ▷ Zariadenie je vypnuté.
- ▶ Zapnite zariadenie. (pozri 4.15 Zapnutie zariadenia (prvé uvedenie do prevádzky))
- ▷ Výrobné nastavenia zariadenia sú obnovené.

6.2.31 Obnovenie na výrobné nastavenia



Pomocou tejto funkcie obnovíte všetky nastavenia na výrobné nastavenia. Všetky nastavenia, ktoré sa doposiaľ vykonali, sa vynulujú späť na pôvodné nastavenie.

Vynulovanie



Fig. 224




Fig. 225

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Zariadenie je vynulované.
- ▷ Zariadenie je vypnuté.

Poznámka

Obnovenie na výrobné nastavenia v režime batérie: reštart je možný len so sieťovým napätím.








- ▶ Spustite zariadenie nanovo. (pozri 4.15 Zapnutie zariadenia (prvé uvedenie do prevádzky))

6.3 Hlásenia

6.3.1 Výstrahy

Výstrahy sa signalizujú akusticky signálnym tónom a zobrazujú opticky symbolom na displeji. Signálny tón sa zosilňuje a je čoraz hlasnejší, kým sa hlásenie nepotvrdí.


Hlásenie (červené)	Príčina	Odstránenie
 Otvorené dvere	Hlásenie sa objaví, keď sú dvere príliš dlho otvorené.	Zatvorte dvere. Krátko ťuknite. Alarm sa ukončí. Poznámka Čas, kým sa hlásenie objaví, je možné nastaviť. (pozri 6.2.25 Alarm dverí)
 Alarm teploty	Hlásenie sa objaví, keď teplota nezodpovedá nastavenej teplote. Príčiny pre teplotné rozdiely môžu byť rôzne: Boli vložené teplé chladené výrobky. Pri pretriedovaní alebo odoberaní potravín vniklo dovnútra príliš veľa teplého vzduchu z miestnosti. Dlhší čas je vypadnutý elektrický prúd.	Krátko ťuknite. Zobrazujú sa informácie o chybách a stave zariadenia. Krátko ťuknite. Zobrazí sa najvyššia/najnižšia teplota, dátum a čas. Krátko ťuknite. Objaví sa stavová obrazovka. Aktuálna teplota a symbol alarmu blikajú načerveno, kým sa nedosiahne nastavená teplota. Skontrolujte kvalitu chladených výrobkov.



Hlásenie (červené)	Príčina	Odstránenie
 <p>Chyba</p>	<p>Zariadenie je chybné, došlo ku chybe zariadenia alebo konštrukčný diel zariadenia vykazuje chybu.</p>	<p>Preložte chladené výrobky. Krátko ťuknite. Zobrazí sa kód chyby (napr. BT021).</p>  <p>Krátko ťuknite. Ak je k dispozícii, zobrazí sa ďalší kód chyby alebo sa zobrazí stavová obrazovka s blikajúcim symbolom chyby.</p>  <p>Potiahnutím prstom po displeji alebo ťuknutím na displej sa zobrazí kód(y) chyby. Poznačte si kód(y) chyby a kontaktujte zákaznícky servis. (pozri 9.3 Zákaznícky servis)</p>
	<p>Hlásenie poukazuje na neplánované rozmrazovanie. Napríklad odparovač môže kvôli dlhšiemu otvorení dverí abnormálne namrzať a čas odmrazovania už nemusí byť dostatočný.</p>	<p>Krátko ťuknite. Zobrazí sa DEFR.MAX.</p>  <p>Krátko ťuknite. Zobrazí sa stavová obrazovka s blikajúcim symbolom chyby.</p>  <p>Potiahnite prstom alebo ťuknite na displej pre opätovné zobrazenie hlásenia. Chladené výrobky premiestnite a zariadenie rozmrazte ručne. Odmrazovanie môžete spustiť aj manuálne. (pozri 6.2.21 Rozmrazovanie) Dlhým ťuknutím sa blikajúci symbol chyby stratí. Ak sa hlásenie zobrazí znova, kontaktujte zákaznícky servis. (pozri 9.3 Zákaznícky servis)</p>
	<p>Hlásenie indikuje, že je aktívny režim ochrany proti zamrznutiu (napríklad v dôsledku častého otvárania dverí alebo zaťaženia tovarom).</p>	<p>Krátko ťuknite. Zobrazí sa FRZ.PROT.</p>  <p>Krátko ťuknite. Zobrazí sa stavová obrazovka s blikajúcim symbolom chyby.</p>  <p>Potiahnite prstom alebo ťuknite na displej pre opätovné zobrazenie hlásenia. Zariadenie sa po niekoľkých hodinách automaticky prepne do normálneho prevádzkového režimu a hlásenie zmizne. Alternatívne môžete režim a hlásenie ukončiť dlhým ťuknutím. Ak sa hlásenie zobrazí znova, kontaktujte zákaznícky servis. (pozri 9.3 Zákaznícky servis)</p>

Hlásenie (červené)	Príčina	Odstránenie
 <p>Výpadok elektrického prúdu</p>	<p>Hlásenie sa objaví po prerušení napájania. Používateľské rozhranie beží ďalej v režime batérie. Všetky funkcie, s výnimkou chladenia a osvetlenia, zostanú aktívne.</p>	<p>Krátko ťuknite. Zobrazí sa stav nabitia batérie, informácie o chybe a stave zariadenia. Krátko ťuknite. Zobrazí sa najvyššia teplota, časové obdobie a počet prerušení elektrického prúdu. Krátko ťuknite. Objaví sa stavová obrazovka. Aktuálna teplota a symbol alarmu blikajú načerveno, kým sa nedosiahne nastavená teplota. Skontrolujte kvalitu chladených výrobkov.</p>
 <p>Chyba Defrost</p>	<p>Automatické rozmrazovanie nepracuje bezchybne. Posledných 5 cyklov rozmrazovania bolo neúspešných.</p>	<p>Krátko ťuknite. Alarm sa ukončí. Kontaktujte zákaznícky servis. (pozri 9.3 Zákaznícky servis)</p>
 <p>Chyba WLAN</p>	<p>Pripojenie cez WLAN je prerušené.</p>	<p>Skontrolujte pripojenie. Krátko ťuknite. Alarm sa ukončí.</p>
 <p>WWW chyba WLAN</p>	<p>Hlásenie sa objaví, keď nie je vytvorené internetové pripojenie cez WLAN.</p>	<p>Skontrolujte pripojenie. Krátko ťuknite. Alarm sa ukončí.</p>
 <p>Chyba LAN</p>	<p>Pripojenie cez LAN je prerušené.</p>	<p>Skontrolujte pripojenie a sieťový kábel. Krátko ťuknite. Alarm sa ukončí.</p>
 <p>WWW chyba LAN</p>	<p>Hlásenie sa objaví, keď nie je vytvorené internetové pripojenie cez LAN.</p>	<p>Skontrolujte pripojenie. Krátko ťuknite. Alarm sa ukončí.</p>
 <p>Chyba batérie</p>	<p>Nízky stav nabitia batérie zariadenia (zostáva maximálne 20 %).</p>	<p>Obnovte napájanie zariadenia zo siete a 12 hodín neskôr skontrolujte, či sa zvýšil stav nabitia. V opačnom prípade sa obráťte na zákaznícky servis (pozri 9.3 Zákaznícky servis) alebo vymeňte batériu. (pozri 8.4 Výmena batérie zariadenia) Krátko ťuknite. Alarm sa ukončí.</p>

6.3.2 Pripomenutia

Pripomenutia sa objavujú, keď sa zobrazí výzva na akciu. Signalizujú sa akusticky signálnym tónom a zobrazujú opticky symbolom na displeji. Potvrdenie hlásenia stlačením potvrdzovacieho tlačidla.

Hlásenie (žlté)	Príčina	Odstránenie
 <p>Pripomenutie údržby</p>	<p>Hlásenie sa objaví, keď uplynie časovač nastaveného intervalu údržby.</p>	<p>Krátko ťuknite. Pripomenutie sa ukončí. Poznámka Interval údržby je možné nastaviť (pozri 6.2.9 Pripomenutie intervalu údržby).</p>

Hlásenie (žlté)	Príčina	Odstránenie
 <p>Pripomenutie záznamu</p>	Hlásenie sa objaví, keď je plná pamäť zaznamenávania teploty (999 hodín).	Krátko ťuknite. Pripomenutie sa ukončí. Najstaršie údaje sa prepíšu. Poznámka Zaznamenávanie teploty je možné vynu- lovať. (pozri 6.2.5 Zaznamenávanie teploty)
 <p>Protokol o alarme</p>	Ak existuje viac ako 10 nepotvrdených alar- mových hlásení, objaví sa hlásenie.	Krátko ťuknite. Skontrolujte hlásenia. Pripomenutie sa ukončí.

7 Vybavenie

7.1 Bezpečnostná zámka

Zámka na dverách zariadenia je vybavená bezpečnostným mechanizmom.

7.1.1 Uzavretie zariadenia

Uzavrite mraziacu časť.

- ▶ Zatlačte kľúč.
- ▶ Otočte kľúč o 45° v smere hodinových ručičiek.
- ▷ Mraziaca časť je uzavretá.

Uzavrite mraziacu a chladiacu časť.

- ▶ Zatlačte kľúč.
- ▶ Otočte kľúč o 90° v smere hodinových ručičiek.
- ▷ Mraziaca a chladiaca časť je uzavretá.

7.1.2 Otvorenie zariadenia

Otvorte chladiacu časť.

- ▶ Zatlačte kľúč.
- ▶ Otočte kľúč o 45° v protismere hodinových ručičiek.
- ▷ Chladiaca časť je otvorená.

Otvorte mraziacu a chladiacu časť.

- ▶ Zatlačte kľúč.
- ▶ Otočte kľúč o 90° v protismere hodinových ručičiek.
- ▷ Mraziaca a chladiaca časť je otvorená.

7.2 Snímače

Zariadenie môže byť vybavené nasledujúcimi snímačmi na monitorovanie teploty:

- bezpečnostný snímač termostatu
- snímač C
- snímač P

7.2.1 Bezpečnostný snímač termostatu

Bezpečnostný snímač termostatu sleduje pokles teploty a chráni tak pred príliš nízkymi teplotami (Freeze Protect). Keď teplota klesne pod prahovú hodnotu, zariadenie automaticky reguluje teplotu. Objaví sa chybové hlásenie FRZ. PROT (Freeze Protect) (pozri 6.3 Hlásenia) .

Poznámka

Nezakrývajte snímač bezpečnostného termostatu.


7.2.2 Snímač C (kontrolný snímač)

Snímač C je nainštalovaný napevno a reguluje teplotu vnútorného priestoru zariadenia. V prípade potreby môžete snímač C kalibrovať. (pozri 6.2.23 Kalibrácia snímača)

7.2.3 Snímač P (referenčný snímač)

Snímač P je napevno nainštalovaný vo vnútornom priestore, aby zaznamenával a monitoroval teplotu v tomto bode. Ak je v tomto bode prekročená nastavená teplota, snímač spustí alarm. V prípade potreby môžete snímač P kalibrovať. (pozri 6.2.23 Kalibrácia snímača)

7.3 Informácie o snímači



Táto funkcia umožňuje voľbu medzi snímačom C alebo snímačom P.

Zabezpečte, aby bol splnený nasledujúci predpoklad:

- Snímač P je pripojený k zariadeniu. (pozri 7.4 Rozhrania)

7.3.1 Výber snímača C




Fig. 226

- ▶ Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 227

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Snímač C je vybraný.

7.3.2 Výber snímača P



Fig. 228

- Potiahnite prstom dolava alebo doprava, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 229

- Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Snímač P je vybraný.

7.4 Rozhrania

Na zadnej strane zariadenia sa nachádzajú rôzne možnosti pripojenia.




Fig. 230

Poznámka

Zástrčky sú zaistené skrutkami. Aby ste mohli zástrčky vybrať, uvoľnite skrutky na pravej a ľavej strane.




Fig. 231

- (1) Bezpotenciálový výstup alarmu
- (2) Pripojenie pre snímač P

7.4.1 Bezpotenciálový výstup alarmu



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

- Pripojenie zariadenia na externé poplachové zariadenie smie vykonať len vyškolený odborný personál!

Tieto tri kontakty možno použiť na pripojenie vizuálneho alebo zvukového poplašného zariadenia. Pripojenie je určené pre maximálne **30 V (DC) - 8 A** z bezpečnostného zdroja veľmi nízkeho napätia SELV (**minimálny prúd 150 mA**).




Fig. 232

- (1) NO (normally open) Pripojenie kontrolky, ktorá je aktívna v normálnej prevádzke alebo pri vypnutom zariadení.
- (2) COM (common) Externé zdroje napätia
- (3) NC (normally closed) Pripojenie alarmového svetla alebo akustického poplašného zariadenia, ktoré je aktívne pri poplachu alebo chýbajúcom napájaní.

7.4.2 Pripojenie pre snímač P




Fig. 233

- (1) IN+ (meracie vedenie +)
- (2) IN- (spoločné spätné vedenie -)
- (3) FORCE (napájanie +)

8 Údržba

8.1 Plán údržby

Údržba sa musí vykonávať pravidelne, aby sa zachovala funkčnosť zariadenia.



UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia v dôsledku neodborných údržbových prác!
Poranenie osôb a vecné škody.

- Údržbové práce smie vykonávať len vyškolený odborný personál.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo skratu v dôsledku dielov pod napätím!
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo poškodenia elektroniky.

- **Vypnite zariadenie.**
- Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku.

Poznámka

Pre údržbu je možné aktivovať funkciu pripomienky. (pozri 6.2.9 Pripomenutie intervalu údržby)

Poznámka

Odporúča sa vytvoriť protokol o údržbe, v ktorom sa zdokumentujú všetky vykonané práce (opravy, kontroly).

Údržba

Poznámka

Liebherr odporúča údržbu raz ročne. Ohľadne individuálnej ponuky sa obráťte na zákaznícky servis (pozri 9.3 Zákaznícky servis).

Konštrukčný diel	Aktivita	Interval údržby
Plechové časti	Skontrolujte ohľadom poškodení a korózie. Výmena poškodených dielov: (pozri 9.3 Zákaznícky servis)	Ročne
Dvere, záves	Skontrolujte ohľadom vyrovnanie (pozri 4.13 Vyrovnanie dverí) , ľahkosti chodu a pevného uloženia.	Ročne
Zámka, rukoväť dverí *	Skontrolujte ohľadom ľahkého chodu a pevného uloženia.	Ročne
Tesnenie dverí	Skontrolujte ohľadom poškodenia, opotrebovania a pevného uloženia. Náhradné tesnenie dverí je k dispozícii v zákazníckom servise (pozri 9.3 Zákaznícky servis) .	Ročne
Snímač	Kalibrujte snímač. (pozri 6.2.23 Kalibrácia snímača)	Ročne
Priechodka snímača	Skontrolujte neporušenosť tesniacej hmoty.	Ročne
Batéria	Vymeňte batériu zariadenia. Náhradná batéria je k dispozícii v zákazníckom servise. (pozri 8.4 Výmena batérie zariadenia)	5 až 10 rokov
Povrchy	Čistenie (pozri 8.3 Čistenie zariadenia)	Odporúčanie: mesačne alebo podľa potreby alebo špecifikácie na mieste inštalácie
Povrchy	Dezinfekcia	Odporúčanie: mesačne alebo podľa potreby alebo špecifikácie na mieste inštalácie
Miesto inštalácie, zariadenie	Dekontaminácia Zariadenie je vhodné na dekontamináciu priestoru peroxidom vodíka H ₂ O ₂ . Hodnoty nasledujúcej špecifikácie aplikácie nesmú byť prekročené: Koncentrácia maximálne 250 ppm. Vlhkosť maximálne 85 %. Maximálna prípustná teplota priestoru podľa klimatickej triedy. (pozri 1.4 Oblasť použitia zariadenia)	Odporúčanie: podľa potreby alebo špecifikácie na mieste inštalácie, maximálne 2-krát ročne
Vzduchová štrbina ventilátora	Čistenie (pozri 8.3.3 Čistenie krytu ventilátorov)	Ročne
Prenos alarmu Snímač	Skontrolujte pevného uloženie zástrčkových spojov.	Ročne
Sieťový kábel	Skontrolujte ohľadom poškodenia.	Ročne alebo pri zmene miesta inštalácie
Uhol sklonu	Skontrolujte správnu funkčnosť a pevné uloženie.	Ročne alebo pri zmene miesta inštalácie
Nastaviteľné nohy/pätky	Skontrolujte ohľadom funkčnosti, poškodenia a pevného uloženia. Vymeňte poškodené diely. (pozri 9.3 Zákaznícky servis)	Ročne

8.2 Rozmrazovanie zariadenia



VÝSTRAHA

Nesprávne rozmrazenie zariadenia!
Poranenia a poškodenia.

- ▶ Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia alebo prostriedky, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.
- ▶ Nepoužívajte elektrické vyhrievacie telesá, prístroje na čistenie parou, otvorený oheň ani rozmrazovacie spreje.
- ▶ Ľad neodstraňujte ostrými predmetmi.

Rozmrazovanie prebieha automaticky. Kondenzát odteká cez odtokový otvor a vyparuje sa.

Na udržanie funkčnosti zariadenia ho odporúčame rozmrazovať, keď sa vytvorí hrubá vrstva námrazy. Pre tvorenie námrazy vo vnútornom priestore je rozhodujúce miesto inštalácie (napr. vysoká vlhkosť vzduchu), nastavenia na zariadení a nesprávne správanie sa používateľa.

Ručné rozmrazovanie:

- ▶ Vypnite zariadenie. (pozri 6.2.2 Zapnutie a vypnutie zariadenia)
- ▶ Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- ▶ Preložte chladené výrobky.
- ▶ Dvere chladničky nechajte počas rozmrazovania otvorené.
- ▶ Zvyšný kondenzát zachyťte handrou, vyčistite odtokový otvor a zariadenie.

8.3 Čistenie zariadenia

8.3.1 Príprava



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo skratu v dôsledku dielov pod napätím!
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo poškodenia elektroniky.

- ▶ **Vypnite zariadenie.**
- ▶ Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru
▶ Nepoškodte chladiaci okruh.

- ▶ Vyprázdňte zariadenie.
- ▶ Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- ▶ Dodržte poznámky k preprave zariadenia. (pozri 4.3 Preprava zariadenia)

8.3.2 Čistenie skrine

POZOR

Nesprávne čistenie!

Poškodenia zariadenia.

- ▶ Používajte výlučne mäkké handričky a viacúčelové čistiace prostriedky s neutrálnym pH.
- ▶ Nepoužívajte odierajúce alebo škriabajúce špongie alebo oceľovú vlnu.
- ▶ Nepoužívajte ostré, abrazívne čistiace prostriedky obsahujúce piesok, chloridy alebo kyseliny.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia horúcou parou!
Horúca para môže viesť k popáleninám a poškodiť povrchy.

- ▶ Nepoužívajte prístroje na čistenie parou!

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku skratu!

- ▶ Pri čistení zariadenia dbajte na to, aby sa do elektrických komponentov nedostala čistiaca voda.

- ▶ Utrite skriňu mäkkou, čistou handričkou. Pri silnom znečistení použite vlažnú vodu s neutrálnym čistiacim prostriedkom. Sklenené plochy sa môžu očistiť aj čistiacim prostriedkom na sklo.

- ▶ Kondenzátorovú cievku čistite každý rok. Ak sa kondenzátorová cievka nečistí, vedie k výraznému zníženiu účinnosti zariadenia.

8.3.3 Čistenie krytu ventilátorov

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku skratu!

- ▶ Pri čistení zariadenia dbajte na to, aby sa do elektrických komponentov nedostala čistiaca voda.

POZOR

Nesprávne čistenie!

Poškodenia zariadenia.

- ▶ Používajte výlučne mäkké handričky a viacúčelové čistiace prostriedky s neutrálnym pH.
- ▶ Nepoužívajte odierajúce alebo škriabajúce špongie alebo oceľovú vlnu.
- ▶ Nepoužívajte ostré, abrazívne čistiace prostriedky obsahujúce piesok, chloridy alebo kyseliny.




Fig. 234

- ▶ Opatrne vytiahnite kryty ventilátorov z bočnej strany Fig. 234 (1) a vyberte ich smerom dopredu Fig. 234 (2).
- ▶ Opláchnite vzduchové štrbiny krytov ventilátorov pod tečúcou vodou. Pri silnom znečistení použite vlažnú vodu s neutrálnym čistiacim prostriedkom.
- ▶ Nechajte kryty ventilátorov úplne vyschnúť.
- ▶ Vymeňte kryty ventilátorov v zariadení.

8.3.4 Čistenie vnútorného priestoru



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo skratu v dôsledku dielov pod napätím!
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo poškodenia elektroniky.

- ▶ **Vypnite zariadenie.**
- ▶ Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku.

Pomoc zákazníkom



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia horúcou parou!
Horúca para môže viesť k popáleninám a poškodiť povrchy.
► Nepoužívajte prístroje na čistenie parou!

POZOR

Nesprávne čistenie!
Poškodenia zariadenia.
► Používajte výlučne mäkké handričky a viacúčelové čistiace prostriedky s neutrálnym pH.
► Nepoužívajte odierajúce alebo škriabajúce špongie alebo ocelovú vlnu.
► Nepoužívajte ostré, abrazívne čistiace prostriedky obsahujúce piesok, chloridy alebo kyseliny.

Poznámka

► Odtok kondenzátu (pozri 1.2 Prehľad zariadenia a vybavenia) : odstráňte usadeniny tenkou pomôckou (napríklad vatovou tyčinkou).

Poznámka

Nepoškodte ani neodstráňte typový štítok na vnútornej strane zariadenia. Typový štítok je dôležitý pre zákaznícky servis. (pozri 9.3 Zákaznícky servis)

- Otvorte dvere.
- Vyprázdňte zariadenie.
- Vnútorný priestor a diely vybavenia vyčistite vlažnou vodou s trochu umývacieho prostriedku. Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom piesku alebo kyselín ani chemické riedidlá.

8.3.5 Po čistení

- Zariadenia a diely vybavenia vytrite do sucha.
- Zariadenie pripojte a zapnite.
Ak je teplota dostatočne nízka:
- Vložte chladené výrobky.
- Pravidelne opakujte čistenie.
- Chladiaci stroj s výmenníkom tepla (kovová mriežka na zadnej stene zariadenia) čistite a zbavujte prachu jedenkrát do roka.

8.4 Výmena batérie zariadenia

V prípade výpadku napájania sa batéria zariadenia používa na zaznamenávanie priebehu teplôt, alarmových a servisných hlásení a na zobrazovanie alarmových hlásení na displeji počas cca 12 hodín. Pri prvom uvedení do prevádzky sa batéria môže nabíjať a byť plne funkčná až 24 hodín.

Náhradná batéria je k dispozícii v zákazníckom servise (pozri 9.3 Zákaznícky servis).

8.4.1 Výmena batérie



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo skratu v dôsledku dielov pod napätím!
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo poškodenia elektroniky.
► **Vypnite zariadenie.**
► Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku.




Fig. 235

- Vyskrutkujte skrutky a odstráňte kryt na zadnej strane zariadenia Fig. 235 (1).
- Odpojte a vyberte batériu Fig. 235 (2).
- Nainštalujte náhradnú batériu.
- Zatvorte kryt a zaskrutkujte skrutky.
- Opätovne pripojte sieťový kábel.

Poznámka

- Batéria sa musí odviezť na spracovanie triedeného odpadu a zlikvidovať odborne a náležitým spôsobom podľa miestne platných predpisov a zákonov. **Batériu v žiadnom prípade nepoškodzuje ani neskratuje!**

9 Pomoc zákazníkom

9.1 Technické údaje

Teplotný rozsah	
Chladenie	+3 °C až +16 °C
Mrazenie	-9 °C až -30 °C

Maximálne naloženie na odkladaciu poličku ^{A)}		
Šírka zariadenia	600 mm	750 mm
Úložné rošty	45 kg	60 kg
Sklenená doska	40 kg	40 kg
Drevený rošt	45 kg	60 kg
Zásuvka	50 kg	50 kg

A) Pri silnom naložení môže dôjsť k ľahkému prehnutiu odkladacích políciek.

Maximálny užitočný objem
Pozri užitočný objem na typovom štítku. (pozri 1.2 Prehľad zariadenia a vybavenia)

Osvetlenie	
Trieda energetickej účinnosti ^{A)}	Svetelný zdroj
Tento výrobok obsahuje jeden alebo viacero svetelných zdrojov triedy energetickej účinnosti F	LED

A) Zariadenie môže obsahovať svetelné zdroje s rozdielnymi triedami energetickej účinnosti. Najnižšia trieda energetickej účinnosti je uvedená.

Údaj o frekvencii WLAN	
Frekvenčné pásmo	2,4 GHz
Maximálny vyžarovaný výkon	<100 mW
Účel použitia rádiového zariadenia	Pripojenie do miestnej siete WLAN na dátovú komunikáciu

Podmienky inštalácie	
Stupeň znečistenia (okolie zariadenia)	PD2
Teplota okolia	+10 °C až +35 °C
Maximálna relatívna okolitá vlhkosť	75 %, nekondenzujúca
Maximálna výšková prevádzková poloha (m n. m.)	2000 m 1500 m (sklenené dvere)

Elektrické hodnoty	
Menovité napätie	Pozri typový štítok. (pozri 1.2 Prehľad zariadenia a vybavenia)
Frekvencia	
Inštalovaný príkon	
Maximálne kolísanie siete	+/-10 %
Prepätňová kategória	II

Údaje namerané podľa DIN 13277 pri referenčnej okolitej teplote +25 °C				
Model SCFvh	Spotreba energie (kWh/24 h)	Zvýšenie teploty pri výpadku siete (min.)	Homogenita teploty (°K)	Konštantnosť teploty (°K)
4002	1,300	100 (chladnička) ^{A)} 215 (mraznička) ^{B)}	1,7 (chladnička) ^{C)} 0,9 (mraznička) ^{C)}	1,9 (chladnička) ^{C)} 10,8 (mraznička) ^{C)}

Údaje namerané podľa DIN 13277 pri referenčnej okolitej teplote +25 °C				
Model SCFvh	Spotreba energie (kWh/24 h)	Zvýšenie teploty pri výpadku siete (min.)	Homogenita teploty (°K)	Konštantnosť teploty (°K)
4032	1,541	75 (chladnička) ^{A)} 175 (mraznička) ^{B)}	2,3 (chladnička) ^{D)} 1,2 (mraznička) ^{D)}	3,1 (chladnička) ^{D)} 11,5 (mraznička) ^{D)}

A) Zohriatie referenčného telesa: z +5 °C na +10 °C/referenčné teleso: 100 ml (50 ml vody, 50 ml izopropanol)

B) Zohriatie referenčného telesa: z minimálnej teploty na -10 °C/referenčné teleso: 50 ml izopropanol

C) Referenčná požadovaná teplota: +5 °C/-30 °C

D) Referenčná požadovaná teplota: +5 °C/-25 °C

Batéria zariadenia	
Typ	1S2P/NCR 18650BF
Menovité napätie	3,6 V DC
Kapacita	6,7 Ah

9.2 Technická porucha

Toto zariadenie je skonštruované a vyrobené tak, aby bola zabezpečená jeho bezpečná funkcia a dlhá životnosť. Pokiaľ sa napriek tomu počas prevádzky vyskytne porucha, prekontrolujte prosím, či nie je prípadne spôsobená chybnou obsluhou. V takomto prípade vám musia byť aj v priebehu záručnej doby účtované vyplývajúce náklady.

Nasledovné poruchy môžete odstrániť sami.

9.2.1 Funkcia zariadenia

Chyba	Príčina	Odstránenie
Zariadenie nepracuje.	→ Zariadenie nie je zapnuté.	▶ Zapnite zariadenie.
	→ Sieťová zástrčka nie je správne zasunutá v zásuvke.	▶ Prekontrolujte sieťovú zástrčku.
	→ Poistka zásuvky nie je v poriadku.	▶ Prekontrolujte poistku.
	→ Výpadok elektrického prúdu	▶ Zariadenie ponechajte zatvorené. ▶ V prípade potreby preložte chladené/mrazené výrobky do decentrálnej skriňovej chladničky/mrazničky v prípade, že bude výpadok elektrického prúdu trvať dlhšie.
	→ Zástrčka zariadenia nie je správne zasunutá v zariadení.	▶ Skontrolujte zástrčku zariadenia.
Teplota nie je dostatočne nízka.	→ Dvere zariadenia nie sú správne zatvorené.	▶ Zatvorte dvere zariadenia.
	→ Prevzdušnenie a vetranie nie je dostatočné.	▶ Uvoľnite a vyčistite vetraciu mriežku.
	→ Teplota okolia je príliš vysoká.	▶ Dbajte na správne okolité podmienky: (pozri 1.4 Oblasť použitia zariadenia)

Uvedenie mimo prevádzku

Chyba	Príčina	Odstránenie
	→ Zariadenie sa otváralo príliš často alebo na príliš dlhú dobu.	▶ Počkajte, či sa požadovaná teplota opäť sama nenastaví. Ak nie, obráťte sa na zákaznícky servis. (pozri 9.3 Zákaznícky servis)
	→ Teplota je nesprávne nastavená.	▶ Teplotu nastavte nižšie a po 24 hodinách ju prekontrolujte.
	→ Zariadenie stojí veľmi blízko zdroja tepla (sporák, vykurovanie atď.).	▶ Zmeňte umiestnenie zariadenia alebo zdroja tepla.

9.3 Zákaznícky servis

Najskôr prekontrolujte, či nemôžete chybu odstrániť sami. V opačnom prípade sa obráťte na zákaznícky servis.

Adresu nájdete v priloženej brožúre „Servis Liebherr“ alebo na home.liebherr.com/service.



VÝSTRAHA

Neodborná oprava!
Poranenia.

- ▶ Opravy a zásahy do zariadenia a do sieťového prívodu, ktoré nie sú výslovne vymenované v (pozri 8 Údržba), nechajte vykonať zákazníckemu servisu.
- ▶ Poškodený sieťový prívod smie vymeniť len výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- ▶ Pri zariadeniach s prístrojovou sieťovou zástrčkou smie výmenu vykonať zákazník.

9.3.1 Kontaktovanie zákazníckeho servisu

Pripravte si nasledujúce informácie o zariadení:

- Označenie zariadenia (model a index)
- Servisné číslo (servis)
- Sériové číslo (sér. č.)
- ▶ Vyvolajte informácie o zariadení na displeji (pozri 6.2.18 Informácie o zariadení).
- alebo-
- ▶ Vyhľadajte si informácie o zariadení na typovom štítku. (pozri 9.4 Typový štítok)
- ▶ Poznačte si informácie o zariadení.
- ▶ Informujte zákaznícky servis: oznámte chyby a informácie o zariadení.
- ▷ To umožní rýchly a účelný servisný zásah.
- ▶ Nasledujte ďalšie pokyny zákazníckeho servisu.

9.4 Typový štítok

Typový štítok sa nachádza na vnútornej strane zariadenia. Pozri Prehľad zariadenia.




Fig. 236

- (1) Označenie zariadenia (3) Sériové číslo
(2) Servisné číslo

10 Uvedenie mimo prevádzku

- ▶ Vyprázdnite zariadenie.

- ▶ Vypnite zariadenie.
- ▶ Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- ▶ V prípade potreby odstráňte konektor zariadenia: Vytiahnite ho a súčasne s ním pohybujte zľava doprava.
- ▶ Očistite zariadenie. (pozri 8.3 Čistenie zariadenia)
- ▶ Ak sú prítomné: odstráňte kryty a izoláciu priechodky snímača, aby ste zabránili tvorbe plesní.
- ▶ Dvere nechajte otvorené, aby nevznikli žiadne zápachy.

Poznámka

Škody na zariadení a chybné funkcie!

- ▶ Zariadenie po uvedení mimo prevádzku skladujte len pri prípustnej izbovej teplote medzi -10 °C a +50 °C.

11 Likvidácia

11.1 Príprava zariadenia na likvidáciu



Li-Ion

Liebherr používa v niektorých zariadeniach batérie. V EÚ z dôvodov ochrany životného prostredia zákonodarca koncového užívateľa zaviazal, aby pred likvidáciou starých zariadení tieto batérie vybral. Ak vaše zariadenie má batérie, je na zariadení umiestnené príslušné upozornenie.

Svetlá V prípade, že je možné odstrániť svetlá samostatne a bez poškodenia, demontuje tieto pred likvidáciou.

- ▶ Odstavte zariadenie z prevádzky.
- ▶ Zariadenie s batériami: odoberte batérie. Popis nájdete v kapitole **Údržba**.
- ▶ Ak je to možné: svetlá demontujte bez poškodenia.

11.2 Ekologická likvidácia zariadenia



Zariadenie ešte obsahuje cenné materiály, nelikvidujte ho jednoducho spoločne s domovým odpadom, je ho potrebné odviezť do zberu oddelene.



Li-Ion



Li-Ion

Batérie likvidujte oddelene od starého zariadenia. Batérie môžete bezplatne odovzdať v obchode alebo v recyklačných či zberných dvoroch.

Svetlá

Demontované svetlá zlikvidujte prostredníctvom príslušných zberných systémov.

Pre Nemecko: Zariadenie môžete bezplatne odovzdať do zberných nádob triedy 1 v miestnych recyklačných a zberných dvoroch. Pri kúpe nového chladiaceho/mraziaceho zariadenia a predajnej ploche > 400 m² vezme obchod staré zariadenie späť tiež bezplatne.



VÝSTRAHA

Vytekajúce chladiace médium a olej!

Požiar. Chladiace médium použité v zariadení nezatažuje životné prostredie, ale je horľavé. Horľavý je aj olej v zariadení. Pri patrične vysokej koncentrácii a v kontakte s externým zdrojom tepla sa môžu unikajúce chladiace médium a olej vznietiť.

► Nepoškod'te potrubia obehu chladiaceho média a kompresor.

► Dodržte poznámky k preprave zariadenia. (pozri 4.3 Preprava zariadenia)

► Prepravte zariadenie bez poškodení.

► Batérie, svetlá a zariadenie zlikvidujte podľa vyššie uvedených informácií.

12 Dodatočné informácie

Bližšie informácie o záručných podmienkach nájdete v priloženej servisnej brožúre alebo na internete na stránke <https://home.liebherr.com>.

Informujte o poruche zariadenia: _____

Označenie modelu/
inventárne číslo: _____

Stručný návod pre každodenné používanie

Informácie o používaní tohto stručného návodu:

- Tento stručný návod nenahrádza úplný návod na použitie a nenahrádza žiadne školenie o zariadení.
- Tento stručný návod vám má pomôcť pri každodennom používaní a manipulácii so zariadením.
- Prečítajte si celý návod na použitie a v ňom uvedené bezpečnostné upozornenia.

Tento stručný návod platí pre: SCFvh 40..



Úplný návod na použitie môžete otvoriť pomocou QR kódu:



Používanie v súlade s určením

Táto laboratórna chladnička/mraznička je vhodná na profesionálne skladovanie výrobkov pri teplotách medzi 3 °C a 16 °C v chladničke a medzi -9 °C a -30 °C v mrazničke.

Predvídateľné chybné použitie

Zariadenie nepoužívajte pre nasledujúce použitia:

- Skladovanie a chladenie:
 - chemicky nestabilných, horľavých alebo žieravých látok
 - krvi, plazmy alebo ďalších telesných tekutín na účely infúzie, aplikácie alebo zavedenie do ľudského tela
- Použitie v oblastiach ohrozených výbuchom
- Použitie vonku alebo vo vlhkom prostredí a prostredí so striekajúcou vodou

Pri uskladnení dodržte:

- Premiestnite odkladacie rošty podľa potrebnej výšky.
- Dodržte maximálne zaťaženie.
- Po dosiahnutí skladovacej teploty zariadenie naplňte (zachovanie chladiaceho reťazca).
- Udržujte voľné vetracie štrbiny cirkulačného ventilátora vo vnútornom priestore.
- Chladené výrobky sa nesmú dotýkať výparníka na zadnej stene.
- Tekutiny uchovávajú v uzavretých nádobách.
- Skladujte chladené výrobky v rozstupoch, aby medzi nimi mohol dobre cirkulovať vzduch.

Indikácia stavu




Fig. 237

(1) Skutočné teploty

(2) Stav alarmu

(3) Stav procesu odmrazovania

(4) Stav otvorenia dverí

Zobrazenie záznamu teploty

V zázname teploty je uvedené trvanie zaznamenávania a minimálne a maximálne teploty namerané počas tohto obdobia.

Fridge min.	5,0 °C
Fridge max.	17,3 °C
Freezer min.	-35,2 °C
Freezer max.	-30,3 °C
Recording	65 h

Fig. 238

Vynulovanie záznamu teploty




Fig. 239

Otvorenie dverí




Fig. 240

► Zatlačte kľúč. Fig. 240 (1)

► Otočte kľúč o 90° v smere hodinových ručičiek. Fig. 240 (2)

▷ Zariadenie je otvorené.

Zobrazenie protokolu o alarme




Fig. 241 Príklad ukazuje aktívny alarm, nepotvrdený alarm a potvrdený alarm.

▷ Protokol o alarme zobrazuje aktívne, potvrdené alebo nepotvrdené alarmy (maximálne 10 alarmov).

▷ Vymazanie protokolu o alarme: Pozri návod na použitie.

Čistenie zariadenia

- ▶ Vyprázdnite zariadenie.
- ▶ Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- ▶ Postupujte podľa pokynov uvedených v návode na použitie.
- ▶ Po čistení úplne vysušte zariadenie a vybavenie.
- ▶ Zariadenie pripojte.
- ▶ Zapnite zariadenie.
- ▶ Po dosiahnutí skladovacej teploty naplňte zariadenie.



Čo robiť v prípade poruchy?

V prípade poruchy sa na displeji zariadenia zobrazí hlásenie. Hlásenia majú rôzne významy:

Farba symbolu na displeji	Význam	Náprava
ŽLTÁ	Pripomenutie Pripomína všeobecné operácie. Tieto operácie môžete vykonať a hlásenie tým odstrániť.	Pozrite si návod na použitie a vykonajte nápravné kroky.
ČERVENÁ	Výstraha Objaví sa pri funkčných poruchách. Jednoduchšie funkčné poruchy môžete odstrániť sami.	Pozrite si návod na použitie a vykonajte nápravné kroky.

Ak nedokážete poruchu odstrániť sami, obráťte sa na zodpovedného pracovníka alebo na najbližší zákaznícky servis.

Predeliť stranu





home.liebherr.com/fridge-manuals

SK ORIGINÁLNY PREVÁDZKOVÝ NÁVOD

Dátum vydania: 20240507

Č. art. – Index: 7082947-00

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich

