

# UWTgb 1682

## Unterbaubarer Weintemperierschrank Vinidor

↑  
82-87  
↓



Tip  
Open

Bauart	Flächenbündig / Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse	<b>G</b> <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr/24 h	<b>138 / 0,378 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	<b>34<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen	<b>94 l<sup>2</sup></b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse	<b>35 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse	<b>SN-ST (+10 °C bis +38 °C)</b>
Frequenz / Spannung	<b>50 Hz / 220-240 V~</b>
Anschlusswert	<b>1,5 A</b>
Tür	<b>Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos</b>
Nischenmaße in cm (H / B / T)	<b>82-87 / 60 / mind. 58</b>
<b>Steuerung</b>	
Art der Steuerung	LC-Display, Touch-Elektronik
	Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	akustisch
Kindersicherung	Ja
<b>Ausstattungs Vorteile</b>	
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
Material Ablageflächen	Borde aus Buchenholz
Ablageflächen gesamt	5
Holzborde auf Teleskop. ausziehbar	3
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr.	9005382279519

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

<sup>2</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.