

ICBNdi 5123

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost

◇ Plus



LIEBHERR

Einbaugerät

LIEBHERR

ICBNdi 5123

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination
mit BioFresh und NoFrost

◇ Plus

↑
178
↓



G Made
in Germany



| | |
|--|--|
| Bauart | Festtür / integrierbares Einbaugerät |
| Energieeffizienzklasse | D <small>A+ G</small> |
| Energieverbrauch Jahr/24 h | 207 / 0,567 kWh |
| Gesamtvolumen | 244 l¹ |
| Volumen | Kühlteil: 103,3 l / BioFresh-Teil: 70,9 l / Gefrierteil: 70 l |
| Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaklasse | SN-ST (+10 °C bis +38 °C) |
| Frequenz / Spannung | 50-60 Hz / 220-240 V- |
| Anschlusswert | 1,4 A 183 W |
| Nischenmaße in cm (H / B / T) | 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55 |
| Steuerung | |
| Art der Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil |
| Schnittstelle | SmartDeviceBox inclusive |
| Türalarm | optisch und akustisch |
| Alarm bei Störung | optisch und akustisch |
| Kühlteil | |
| Umluftkühlung | PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter |
| Innentür | Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter |
| Flaschenablage | Integrierte Flaschenablage |
| Beleuchtung | LED-Deckenbeleuchtung |
| Anzahl BioFresh-Safes | 2 BioFresh-Safes, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe |
| Gefrierteil | |
| Schubfächer im Gefrierteil | 3 Schubfächer, VarioSpace |
| Gefriervermögen in 24h | 6 kg |
| Lagerzeit bei Störung | 9 h |
| Eiswürfelschale | 1 |
| Ausstattungs Vorteile | |
| Türanschlag | Wechselbarer Türanschlag |
| Wechselbare Türdichtung | Ja |
| EAN-Nr. | 4016803115014 |

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Features



Fruit & Vegetable-Safe

Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.




Meat & Dairy-Safe

Sie möchten, dass das zarte Kalbsfilet oder die Frischmilch möglichst lange frisch bleiben? Dafür sorgen die BioFresh-Safes: Im „Meat & Dairy-Safe“ herrscht eine Temperatur nahe 0 °C – ideale Lagerbedingungen auch für empfindlichste Lebensmittel. Und das Beste: Alles ist ab Werk perfekt eingestellt zum sofortigen Gebrauch – für längere Frische.



DuoCooling

DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefriereteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.



SmartDeviceBox integriert

Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.



Touch-Display


Echt berührend: Durch das Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen übersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wählen Sie zum Beispiel mühelos die Funktionen aus oder prüfen die aktuelle Temperatur Ihres Kühlgeräts.



SoftSystem

Vom Frühstück bis zum Mitternachtssnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schließen. Und mit Ihrem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.

Technische Zeichnung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
 Kühlteil: 18 kg
 Gefrierteil: 12 kg

Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (21.11.2023)

