

BLU  
Performance

乐享新鲜 健康生活

Quality, Design and Innovation



**LIEBHERR**



**2.4英寸触控显示器:** 高分辨率、高对比度2.4英寸触控显示器,完美融合在冰箱门后。直观且易于操作的菜单选项,为您带来精准的温度设定。



**BioFresh生物养鲜:** 当食物被存放在BioFresh生物养鲜室内, 0°C的精准温度以及一个较好的湿度水平, 确保食物中营养物质被完好保留。我们的BioFresh生物养鲜抽屉也配备伸缩导轨和自动关闭机制。



**PowerCooling动态制冷系统:** 一个高性能的强力制冷系统确保新鲜保存的物品可以快速冷藏, 还能保证冰箱内部持久恒温。同时配合节能的BluPerformance技术, 在开启冰箱门时, 风扇会自动关闭, 从而有效节能。



**SBSes 8474**独立式对开门冰箱为您的食物保驾护航。我们的BluPerformance技术带来完美的冷却性能, 再结合超大的内部空间和典雅的设计, 确保食物的持久新鲜度。

5个BioFresh生物养鲜抽屉均配备伸缩滑轨, 并确保其温度在略高于0°C和完美的湿度储存环境, 为您的食物带来最佳的保鲜效果。我们的IceMaker制冰机配有固定水链接, 在任何时刻都能为您提供源源不断的冰块。SuperCool和SuperFrost功能可以令食物快速冷却或冷冻; 另外, 如果您需要更大的存储空间, VarioSpace系统能为您带来更多灵动空间。

SBSes 8474 Premium

Bio Fresh	No Frost	Ice Maker	Soft System	Soft Telescopic	Smart Steel
-----------	----------	-----------	-------------	-----------------	-------------

能耗(kWh/y) <sup>1</sup>	406
冷藏室容积(升)	539
生物养鲜室容积(升)	305
冷冻室容积(升)	126
搁架数量	8
门上搁架数量	5
冷冻室抽屉数量	5(带LED照明)
生物养鲜抽屉数量	5(带LED照明)
电子控制	2.4英寸/TFT彩色触控显示器
门/侧壁材质	智能不锈钢/智能不锈钢
冷藏室温度范围°C	+2°C 至 +9°C
冷冻室温度范围°C	-16°C 至 -26°C
温度警报	可视/声音
除霜类型	自动
内部照明	LED可调光吸顶灯
门报警	可视/声音
制冰机	供水接头3/4(6分)
出冰量kg/24h	1.2
阻尼铰链系统	✓
门铰方向	左/右
产品尺寸(高/宽/深)cm	185 / 121 / 66.5
毛重/净重(kg)	183.2 / 163
电压/频率(V/Hz)	220-240 / 50 / 60



当前数据见home.liebherr.cn。公司保留对本单页参数修改的权力, 如有变更恕不另行通知