

# CBNbdA 5223

Kühl-Gefrierkombination mit  
BioFresh und NoFrost

◇ Plus

BLU  
Performance



← 60 →



Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	109 / 0,298 kWh
Gesamtvolumen	320 l <sup>1</sup>
Volumen	Kühlteil: 164,7 l / BioFresh-Teil: 52,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Frequenz / Spannung	50-60 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	1,4 A 183 W
Tür / Seitenwände	BlackSteel / Schwarz
Aussenmaße in cm (H / B / T)	185,5 / 59,7 / 67,5
<b>Steuerung</b>	
Art der Steuerung	LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
Schnittstelle	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
Türalarm	optisch und akustisch
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
<b>Kühlteil</b>	
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
Innentür	Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
Flaschenablage	Integrierte Flaschenablage
Beleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	1 BioFresh-Safe, 1 Fruit & Vegetable-Safe
<b>Gefrierteil</b>	
Sternekennzeichnung	****
Schubfächer im Gefrierteil	3 Schubfächer, VarioSpace
Gefriervermögen in 24h	10 kg
Lagerzeit bei Störung	20 h
<b>Ausstattungs-vorteile</b>	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803128953

<sup>1</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.