

BLU
Performance

极致的养鲜环境

Quality, Design and Innovation



LIEBHERR



2.4英寸触控显示器：高分辨率、高对比度2.4英寸触控显示器，完美融合在冰箱门后。直观且易于操作的菜单选项，为您带来精准的温度设定。



BioFresh-Plus超级生物养鲜：BioFresh-Plus加强版生物养鲜技术可调温度范围在0°C和-2°C，为食物存储带来更大的灵活性。包括多功能的鱼类和海鲜类的储存。



PowerCooling动态制冷系统：一个高性能的强力制冷系统确保新鲜保存的物品可以快速冷藏，还能保证冰箱内部持久恒温。同时配合节能的BluPerformance技术，在开启冰箱门时，风扇会自动关闭，从而有效节能。

高品质的特点贯穿SBSes 8683对开门冰箱带有BluPerformance技术，精选的零部件和材质，搭配完美的工艺和精准的电子触控，以及数字温度显示，使之成为一款高效的家用电器。

BioFresh生物养鲜技术确保水果、蔬菜、鱼、肉类和乳制品保存时间更长久。我们的NoFrost无霜技术意味着设备不需要进行除霜。其优雅经典的设计与SmartSteel智能钢饰面，确保冰箱的外观也同样经得起时间的考验。

SBSes 8683
PremiumPlus

Bio
Fresh-
Plus

No
Frost

Ice
Maker


Soft
System

Soft
Telescopic

Smart
Steel


能耗(kWh/y) ¹	405
冷藏室容积(升)	366
生物养鲜室容积(升)	132
冷冻室容积(升)	262
搁架数量	6
门上搁架数量	5
冷冻室抽屉数量	9(带LED照明)
生物养鲜室抽屉数量	3(带LED照明)
电子控制	2.4英寸/TFT彩色触控显示器
门/侧壁材质	智能不锈钢/智能不锈钢
冷藏室温度范围°C	+2°C至+9°C
冷冻室温度范围°C	-16°C至-28°C
温度警报	可视/声音
除霜类型	自动
内部照明	LED可调光吸顶灯
门报警	可视/声音
制冰机	供水接头3/4(6分)
出冰量kg/24h	0.8
阻尼铰链系统	✓
门铰方向	左/右
产品尺寸(高/宽/深)cm	185 / 121 / 66.5
毛重/净重(kg)	183.5 / 164.3
电压/频率(V/Hz)	220-240 / 50 / 60

尺寸图：



¹为达到所示的能耗水平，必须使用随设备提供的壁厚垫片将设备深度增加约1.5 cm。如果不使用壁厚垫片，设备将保持完全功能，但能耗水平稍高。

通风系统示意图：



a = 1100 mm
b = 700 mm
c = 110 mm

M = 电磁阀

水管必须安装在有制冰器的一侧
水压必须在0.15 MPa和0.6 MPa之间 (1.5 bar - 6 bar)