

# CBNbdc 573i

Kühl-Gefrierkombination mit  
BioFresh und NoFrost

◇ Plus

BLU  
Performance



← 60 →



Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	<b>181 / 0,495 kWh</b>
Gesamtvolumen	<b>360 l<sup>1</sup></b>
Volumen	Kühlteil: <b>158,8 l</b> / BioFresh-Teil: <b>98,9 l</b> / Gefrierteil: <b>103 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse	<b>35 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse	<b>SN-T (+10 °C bis +43 °C)</b>
Frequenz / Spannung	<b>50-60 Hz / 220-240 V~</b>
Anschlusswert	<b>1,4 A 183 W</b>
Tür / Seitenwände	<b>BlackSteel / Schwarz</b>
Aussenmaße in cm (H / B / T)	<b>201,5 / 59,7 / 67,5</b>
<b>Steuerung</b>	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	optisch und akustisch
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
<b>Kühlteil</b>	
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
Innentür	Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
Flaschenablage	Integrierte Flaschenablage
Beleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	2 BioFresh-Safes, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
<b>Gefrierteil</b>	
Sternekennzeichnung	****
Schubfächer im Gefrierteil	3 Schubfächer, VarioSpace
Gefriervermögen in 24h	10 kg
Lagerzeit bei Störung	20 h
<b>Ausstattungs-vorteile</b>	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803129271

<sup>1</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.