

# CUele 2331

Kühl-Gefrier-Automat mit SmartFrost



← 55 →



Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	193 / 0,528 kWh
Gesamtvolumen	210 l <sup>1</sup>
Volumen	Kühlteil: 156,5 l / Gefrierteil: 54 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse	39 dB(A) / C
Klimaklasse	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	1,4 A
Tür / Seitenwände	Edelstahllook / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T)	137,2 / 55 / 63
<b>Steuerung</b>	
Art der Steuerung	Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
CoolPlus-Funktion	Ja
<b>Kühlteil</b>	
Innentür	Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
Beleuchtung	LED-Beleuchtung
Obst-/Gemüseschalen	2 Obst- / Gemüsefächer
<b>Gefrierteil</b>	
Sternekenzeichnung	****
Schubfächer im Gefrierteil	2 Schubfächer, VarioSpace
Gefriervermögen in 24h	3 kg
Lagerzeit bei Störung	14 h
Eiswürfelschale	1
<b>Ausstattungs-vorteile</b>	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr.	4016803145578

<sup>1</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.