

# ECBNe 7871

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination  
mit BioFresh und NoFrost  
**PremiumPlus**

↑  
**203**  
↓



Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	305 / 0,835 kWh
Gesamtvolumen	402 l <sup>1</sup>
Volumen	Kühlteil: 215,3 l / BioFresh-Teil: 62,1 l / Gefrierteil: 125 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse	42 dB(A) / D
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Frequenz / Spannung	50/60 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	1,5 A 194 W
Nischenmaße in cm (H / B / T)	203,2-207,2 / 76,2 / mind. 63,5
<b>Steuerung</b>	
Türalarm	akustisch
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
<b>Kühlteil</b>	
Umluftkühlung	PowerCooling
Innentür	Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
Flaschenablage	Variable Flaschenablage
Beleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig LED-BioFresh-Beleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	2 BioFresh-Safes
<b>Gefrierteil</b>	
Sternekennzeichnung	****
Beleuchtung	LED-Beleuchtung
Schubfächer im Gefrierteil	2 Schubfächer auf Teleskopauszügen
IceMaker	für Festwasseranschluss 3/4"
Eiswürfelproduktion in 24 h	0,8 kg
Eiswürfelvorrat	2,7 kg
Gefriervermögen in 24h	6 kg
Lagerzeit bei Störung	30 h
<b>Ausstattungs Vorteile</b>	
Türanschlag	Türanschlag links wechselbar
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	9005382271056

<sup>1</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.