

---

# ICBNh 5183

---

搭载专业生物养鲜和无霜技术的嵌入式冷藏冷冻组合冰箱  
△ Peak 系列

## LIEBHERR

全嵌入式



全嵌入式

LIEBHERR

# ICBNh 5183

搭载专业生物养鲜和无霜技术的嵌入式冷藏冷冻组合冰箱

△ Peak

↑  
178  
↓



**G** Made  
in Germany

Bio Fresh	Hydro Breeze	Fish & Seafood	No Frost	Duo Cooling	Light Tower	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Ice Maker	Soft System
Soft-Telescopic Rails	Vario Space	Super Silent	Bio Fresh Professional						

设计	固定门 / 可集成的嵌入式设备
每年能耗/24 小时能耗	186.150 / 0.510 千瓦时
总容积	239 升 <sup>1</sup>
容积	冷藏室: 102 升 / BioFresh 隔室: 66 升 / 冷冻室: 71 升
噪声功率	34 dB(A)
气候等级	SN,N,ST,T
频率/电压	50-60 Hz / 220-240 V~
连接值	1.4 A 183 W
嵌入开孔尺寸, 单位: cm (高/宽/深)	177.2-178.8 / 56-57 / 最小 55
控制器	
控制方式	2.4" TFT 彩色显示屏, 触摸和滑动 用于冷藏室、冷冻室和 BioFresh 部分的数字温度显示器
开门警报	视觉和声音
故障警报	视觉和声音
冷藏室	
循环风冷	带 FreshAir 活性炭过滤器和氛围灯的 PowerCooling
内门	带瓶托的 Premium GlassLine 储物架, VarioBox 多功能储藏盒, 可抽出, 可变式蛋托
瓶架	内置瓶架
照明	双侧 LED 灯板 LED BioFresh 照明
BioFresh 保鲜抽屉数量	2 个 BioFresh 保鲜抽屉带 SoftTelescopic, 1 个水果和蔬菜保鲜格配备 HydroBreeze 冷雾功能, 1 个鱼类和海鲜产品保鲜抽屉, 1 个 FlexSystem 灵活分区系统
冷冻室	
照明	LED 照明
冷冻室中的抽屉	3 个抽屉, 其中 2 带有部分伸缩拉出功能, VarioSpace; 灵动空间
制冰机	用于固定水接口 3/4", LED 照明
24 小时内制冰	1.2 kg
冰块储备量	5.0 kg
24h 冷冻能力	6 kg
发生故障时的储藏时间	9 h
制冷电池	2
装备优势	
门铰链	可更换箱门铰链
可更换门封	是
EAN 编号	4016803115298

<sup>1</sup>根据欧盟 2019/2016 号法规, 总容积取最接近的整数 (四舍五入), 冷冻室和冷藏室容积取到小数点后一位。  
“容积”一词是指现行法规中所述的“内部容积”。



## 功能



### 搭配 HydroBreeze 冷雾功能的 BioFresh 生物养鲜功能

想获得专业的果蔬冷藏效果吗？HydroBreeze 冷雾功能定能让您眼前一亮。冷雾加上保鲜抽屉内温度保持在 0 °C 以上，大大延长了食物的保质期，保鲜效果着实让人惊叹。HydroBreeze 冷雾功能每 90 分钟启动一次，工作时间持续 4 秒，但当冰箱门开启时，工作时间则持续 8 秒。



### Fish & Seafood Safe 鱼类和海鲜保鲜抽屉

喜欢吃鱼吗？Liebherr 冰箱可确保鱼类新鲜。Fish & Seafood 鱼类和海鲜保鲜抽屉保持理想储藏温度 -2 °C，让您获得像海鲜市场一样专业的保鲜效果。可随意调整 -2 °C 保鲜区范围，将肉类和乳制品的理想储藏温度调至 0 °C，可通过 LED 显示屏可判断 -2 °C 保鲜区是否启用。



### NoFrost 无霜技术

当您打开冷冻柜时，您想看到的是冷冻食物，而不是冰霜。NoFrost 保护冷冻室免受不必要的结冰影响，结冰会消耗大量能源，有时代价很高。NoFrost 意味着再也不用费力、费时地为冷冻室除霜，有更多的时间去做其他事情，并且节省资金。



### 果蔬保鲜抽屉

酥脆沙拉和草莓这类精致的食物应存放在特别的地方，即 BioFresh 生物养鲜抽屉内，这样便能更持久地保持新鲜。Fruit & Vegetable Safe 果蔬保鲜抽屉温度接近 0 °C，内部湿度恒定，再加上密封不透气的，非常适合储藏散装水果和蔬菜，您无需做任何调整。



### 肉类和奶制品保鲜抽屉


您想让嫩牛肉或新鲜的牛奶尽可能长时间保鲜？那么请使用 BioFresh 生物养鲜保鲜抽屉。肉类和奶制品保鲜抽屉中创造的温度接近于 0 °C，也适用于存储最易变质的食物。而最棒的是，出厂时一切都经过精心设置，可立即投入使用以延长食材新鲜度。



### DuoCooling

DuoCooling 通过两个完全独立的制冷回路确保冷藏室和冷冻室之间没有空气交换。食物既不会变干，也不会散发味道。减少食材浪费，从而降低采购频率，不但节约更多，还能带来更多享受。

# 技术图纸



家具门最大承重量：  
冷藏室：18 kg  
冷冻室：12 kg