

LIEBHERR

활성탄 필터 Part no.: 988111600



SmartSteel: 고급스러운 SmartSteel이 적용되어 지 문이나 오염이 잘 묻어나지 않고 스크레치에도 강해 간 편하게 깨끗한 천으로 닦아내는 것으로 관리할 수 있습 니다.



Touch control system: 정전식 터치 컨트롤 패널을 통해 쉽고 편리한 사용이 가능합니다.




BioCool: Slider Control을 통해 습도를 제어할 수 있어 저장된 식자재를 더 오랜 보존 할 수 있습니다.


리페르의 블루 퍼포먼스가 적용된 CNef 4315 모델은 프리미엄급 소재와 장인정신이 녹아있는 디테일 그리고 터치스크린이 적용된 조작부가 탑재되어있습니다. 모든 냉장 요소를 제품 하단에 통합하여 최대의 에너지 효율과 더 커진 내용량 그리고 인체공학적 인 냉동실이 돋보입니다. 그리고 우아하고 시대를 초월한 디자인은 어느 공간에서도 확 실한 존재감을 제공합니다.

2 제품 내의 공기질을 유지하기 위해서 12개월마다 활성탄 필터를 교체하는 것을 권장합니다.

소음(dB) *	38
냉장고 용량(L)	220
냉동고 용량(L)	101
과일 & 야채칸	BioCool 칸 1
선반 갯수	4
문쪽 선반	3
냉동고 서랍 갯수	3
제품 조작부	정전식 터치 TFT 디스플레이
도어 / 사이드 월	SmartSteel이 적용된 스테인레스 스틸 / 실버
냉장고 온도 범위 ℃	+1°C to +9°C
냉동고 온도 범위 ℃	-16°C to -26°C
온도 알람	시각 / 청각 알람
성애제거 타입	자동
내부 조명	LED
도어 알람	청각 알람
잠금 기능	없음
SoftSystem	없음
도어 힌지	오른쪽 / 좌우반전 가능
제품 규격(H/W/D) cm	185 / 60 / 66.5
Gross / Net 무게 (kg)	79.6 / 74.8
정격 전압 (V/ Hz)	220-240 / 50 / 60



* 소음 수준 - EN 60704-3에 따름



² 사용 가능한 악세서리: 활성탄 필터 (Part no. 988111600)

참고: 이 브로셔의 내용은 판매 중인 제품의 모든 사양과 정보가 정확하도록 노력하고 있으나 통지 없이 변경될 수 있습니다. 실제 제품의 크기, 사양 및 등급들이 중요한 경우 제품과 함께 제공되는 제품 설치 메뉴얼을 반드시 확인을 해야하며 권장 설치를 벗어나는 경우 발생하는 손실에 대해서는 책임지지 않습니다.