

### **Zwei Liebherr Kühl- und Gefriergeräte mit "Red Dot Design Award 2014" ausgezeichnet**

- In der Kategorie "Product Design" erhielten in diesem Jahr zwei Liebherr Geräte den begehrten Design-Preis
- Ausgezeichnet wurden die BlackSteel Kühl-Gefrier-Kombination CBNPbs 3756 sowie die Side-by-Side Kombination SBS 7014
- Liebherr erweitert mit BlackSteel sein Sortiment in schwarzem, quergeschliffenen Edelstahl

**März 2014 – Zwei Liebherr Kühl- und Gefriergeräte wurden in diesem Jahr mit dem "Red Dot Design Award" ausgezeichnet: Die BlackSteel Kühl-Gefrier-Kombination CBNPbs 3756 in Energieeffizienzklasse A+++ und die integrierbare Side-by-Side Kombination SBS 7014 der Energieeffizienzklasse A++ erhielten den begehrten Design-Preis in der Kategorie "Product Design".**

Das neue BlackSteel ist ein optisch hochattraktiver und außergewöhnlich ansprechender schwarzer Edelstahl. In Verbindung mit einer hochwertigen SmartSteel-Oberflächenveredelung verleiht das innovative Design der Kühl-Gefrier-Kombination CBNPbs 3756 zeitlose Eleganz. SmartSteel, eine besondere Edelstahlbeschichtung, reduziert die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken, ist leicht zu reinigen und zudem wesentlich unempfindlicher gegen Kratzer. Darüber hinaus lassen sich die Türen der BlackSteel Kühl- und Gefrierkombinationen durch Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik sehr leicht öffnen.

Die integrierbare Side-by-Side Kombination SBS 7014 mit drei unterschiedlichen Klimazonen überzeugte neben der hohen Design-Qualität durch ein großzügiges Kühlteil und BioFresh-Safes für die superlange Frische. Das NoFrost Gefrierenteil mit dem „Nie-mehr-Abtauenkomfort“ und automatischem IceMaker sorgt für professionelle Langzeitfrische.

Zur offiziellen Preisverleihung, die am 7. Juli 2014 im Aalto-Theater in Essen stattfindet, werden 1.200 Gäste erwartet. Der "Red Dot Design Award" gilt als einer der renommiertesten internationalen Design-Wettbewerbe.

Bei der Vergabe dieser Auszeichnung stellte die hochkarätig besetzte Jury hohe Anforderungen an Kreativität, Innovation und Produktqualität. Im Jahr 2014 wurden die Entscheidungen von der bisher größten Jury in der Geschichte des Awards gefällt: Mehr als 40 internationale Experten beschäftigten sich drei Tage mit der Auswahl der Preisträger.

### **Bildunterschriften**

Bild: Liebherr\_CBNPbs 3756

Die neue BlackSteel Kühl-Gefrierkombination CBNPbs 3756 mit BioFresh und NoFrost in Energieeffizienzklasse A++.

Bild: Liebherr\_SBS 7014

Die integrierbare Side-by-Side Kombination überzeugt neben der hohen Design-Qualität durch ein großzügiges Kühlteil und BioFresh-Safes und dem NoFrost Gefrierenteil mit automatischem IceMaker

### **Ansprechpartner**

Claudia Meindl

Presse & Kommunikation

Telefon: +43 2262 602-454

E-Mail: [claudia.meindl@liebherr.com](mailto:claudia.meindl@liebherr.com)

### **Veröffentlicht von**

Liebherr-Hausgeräte GmbH

Ochsenhausen / Deutschland

[www.liebherr.com](http://www.liebherr.com)