

Presseinformation

Liebherr Kühl-Gefrierkombinationen sind „sehr gut“ im Test des ETM Testmagazins

Mit dem Testurteil „sehr gut“ und den Gesamtbewertungen 96,7 % und 96,9 % haben die beiden Liebherr Kühl-Gefrierkombinationen CNSfc 573i und CBNsda 572i im Test des ETM Testmagazins, Ausgabe 06/2024, überzeugend abgeschnitten. Mit diesen beiden herausragenden Ergebnissen setzt Liebherr-Hausgeräte die Reihe erfolgreicher Testergebnisse und Auszeichnungen beeindruckend fort.

Ochsenhausen (Deutschland), 20. Juni 2024 – Für die Ausgabe 06/2024 hat das ETM Testmagazin die Liebherr Kühl-Gefrierkombinationen CNSfc 573i und CBNsda 572i ausführlichen Einzeltests unterzogen. Das Ergebnis lautet zweimal „sehr gut“ mit der Gesamtbewertung 96,7 % für die CNSfc 573i und 96,9 % für die CBNsda 572i. Auf insgesamt 22 Seiten werden die Resultate und damit die Leistungsfähigkeit der Liebherr Kühl-Gefrierkombinationen in den Energie-Effizienzklassen A und C ausführlich und übersichtlich dargestellt. Zudem stellt die Redaktion die Features BioFresh und EasyFresh prominent auf zwei Seiten in den Fokus. Den Eindruck, den die Tester von den beiden Aufbewahrungs-Fächern bekamen, resümieren sie mit „grandios“ und bezeichnen sie auch als „erheblichen Vorteil“.

Als weitere Pluspunkte werden die Easy-Twist-Ice-Funktion, die Modi SuperCool, SuperFrost sowie der Party-Mode und die erlesene Qualität von Materialien und des Materialverbunds genannt. Beide Modelle erhielten bei der Bewertung von Handhabung, Ausstattung, Kühlen und Betrieb jeweils die maximale Punktzahl.

„In den beiden Einzeltests der Liebherr Kühl-Gefrierkombinationen CNSfc 573i und CBNsda 572i konnte Liebherr-Hausgeräte erneut die eindrucksvolle Leistungsfähigkeit der hochwertigen Produkte unter Beweis stellen. Zweimal ‚sehr gut‘ und kein Minus bei der Bewertung sprechen für sich“, kommentiert Martin Ludwig, Head of Business Area DE der Liebherr-Hausgeräte Vertriebs- und Service GmbH, das Testergebnis.

Für langanhaltende Frische: Kühl-Gefrierkombinationen von Liebherr

Durch den Einsatz hochwertiger Isolations-Paneele mit Silica (Kieselsäure) sind die Liebherr Kühl-Gefrierkombinationen darauf ausgelegt, über viele Jahre hinweg ihren Energiebedarf gering zu halten. Die Kühlgeräte von Liebherr halten mit ihrer fortschrittlichen BioFresh- und EasyFresh-Technologie wertvolles Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch oder Milchprodukte lange frisch, was die Lebensmittelverschwendung reduziert und somit die Ressource Nahrungsmittel schont. Dadurch unterstützt Liebherr Verbrauchende

in zweifacher Hinsicht einen nachhaltigeren Lebensstil zu pflegen: Geringer Energieverbrauch den gesamten Lebenszyklus und längere Haltbarkeit und Frische von Lebensmitteln.

Über die Liebherr-Hausgeräte GmbH

Die Liebherr-Hausgeräte GmbH ist eine von elf Spartenobergesellschaften der Firmengruppe Liebherr. Die Sparte Hausgeräte beschäftigt mehr als 6.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und entwickelt und produziert am Hauptsitz in Ochsenhausen (Deutschland) sowie in Lienz (Österreich), Marica (Bulgarien), Kluang (Malaysia) und Aurangabad (Indien) ein breites Programm hochwertiger Kühl- und Gefriergeräte für Haushalt und Gewerbe.

Über die Firmengruppe Liebherr – 75 years of moving forward

Die Firmengruppe Liebherr ist ein familiengeführtes Technologieunternehmen mit breit diversifiziertem Produktprogramm. Das Unternehmen zählt zu den größten Baumaschinenherstellern der Welt. Es bietet aber auch auf vielen anderen Gebieten hochwertige, nutzenorientierte Produkte und Dienstleistungen an. Die Firmengruppe umfasst heute über 150 Gesellschaften auf allen Kontinenten. Im Jahr 2023 beschäftigte sie mehr als 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete einen konsolidierten Gesamtumsatz von über 14 Milliarden Euro. Gegründet wurde Liebherr von Hans Liebherr im Jahr 1949 im süddeutschen Kirchdorf an der Iller. Seither verfolgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Ziel, ihre Kunden mit anspruchsvollen Lösungen zu überzeugen und zum technologischen Fortschritt beizutragen. Unter dem Motto „75 years of moving forward“ feiert die Firmengruppe im Jahr 2024 ihr 75-jähriges Bestehen.

Kontakt

Maria Mack

Manager Customer & Trade Relations

Telefon +49 151 21418878

E-Mail: maria.mack@liebherr.com

Veröffentlicht von

Liebherr-Hausgeräte GmbH

Ochsenhausen / Deutschland

home.liebherr.com